




PROVU VIDEO STYLET 8" DISPLAY

CS	DISPLEJ PROVU VIDEO STYLET 8"
NL	PROVU VIDEO STYLET 8" DISPLAY
FR	MONITEUR POUR STYLET VIDÉO PROVU 20 CM (8 POUCES)
DE	PROVU VIDEO STYLET 8-ZOLL-DISPLAY
IT	DISPLAY PROVU VIDEO STYLET 8"
RO	AFIŞAJ PROVU VIDEO STYLET 8"
ES	MONITOR DE 8 PULGADAS PARA VIDEOESTILETE PROVU
SV	PROVU VIDEOMANDRÅNG 8" DISPLAY
TR	PROVU VİDEO TARZI 8" EKRAN



EN PROVU VIDEO STYLET 8" DISPLAY

Technical Specifications

DISPLAY	
RESOLUTION (PIXELS)	800 X 1280
ORIENTATION	Landscape
DISPLAY TYPE	8"
START UP TIME	Immediate
SOFTWARE VERSION	Refer to device screen while charging
CONNECTIONS	
USB CONNECTION	Micro USB
POWER CONNECTION	DC Power
STORAGE AND TRANSPORTATION	
TEMPERATURE	10°C TO 40°C (50°F TO 104°F)
RELATIVE HUMIDITY	≤85%, non-condensing
ATMOSPHERIC PRESSURE	700 to 1060 hPa
OPERATING CONDITIONS	
TEMPERATURE	20°C +/-10°C
RELATIVE HUMIDITY	≤85%, non-condensing
ATMOSPHERIC PRESSURE	700 to 1060 hPa
DISPLAY ELECTRICAL POWER RATING	
POWER INPUT	Input: 5.0V --- 1.5A
BATTERY TYPE	3.7V, 5000 mAh, Lithium-ion
TYPICAL BATTERY RUN TIME	≈ 7 hours (of continuous use)
TYPICAL BATTERY CHARGE TIME	≈ 7 hours (from zero charge)
WALL PLUG ELECTRICAL POWER RATING	
INPUT	100-240V AC 0.5A 50-60Hz
OUTPUT	Max 5.2V DC --- 3.0A
DIMENSIONS	
WIDTH X HEIGHT X THICKNESS	205mm x 130mm x 25mm
WEIGHT	396g
PLUG	
PLUG TYPE	110-120V with NEMA 5-15P 3 Pin Plug

Intended Use

The ProVu Video Stylet (VS) 8" Display is a digital display intended to show live images from the ProVu Video Stylet (ProVu VS) only, via the micro USB cable, as an aid to intubation of adults in hospital environments.

Product Description

The ProVu VS 8" Display is a non-sterile, reusable digital display intended to display live images from the ProVu VS. When connected to the ProVu VS, a live video is transmitted from the device, which can be used to further aid intubation of the patient.

The Display can be charged with the provided ProVu charging cable, in between uses or while in use. When fully charged, the ProVu VS 8" Display will provide up to 7 hours of continuous use. The product can also be charged through the micro USB port if the provided DC charger is unavailable.

Flexicare does not recommend the modification of the device. Any attempts to do so will result in the failure of the device.

Precautions

- Ensure there is adequate room for easy operation.
- Inspect the ProVu VS 8" Display and all accessories for damage prior to each use.
- Charge the Display fully before use. For shipping requirements, ProVu VS 8" Displays are shipped with zero charge.
- Before charging, ensure that all components are completely dry, including the micro USB port.
- If using the Display Pole Stand, slide the Display securely onto the connector of the articulating arm, ensuring it is fully seated.
- If using the ProVu Display Table Stand, slide the Display securely onto the connector, ensuring it is fully seated.
- Always place the Display Table Stand on a stable, flat surface.

Warnings & Cautions

- ProVu VS 8" Display and Accessories should only be used by trained personnel.
- Do not use within Magnetic Resonance Imaging (MR/MRI) environments or with other high interference sources.
- Do not sterilise the device.
- The use of devices and other accessories which are not approved by Flexicare may result in sub-optimal performance and place the patient at risk.
- The ProVu VS 8" Display is designed to fit on either the Display Pole Stand or the Display Table Stand. Use of another device may result in damage and/or loss of function to the ProVu VS 8" Display.
- The ProVu VS 8" Display should only be used with the ProVu VS and ProVu accessories.
- Always disconnect the ProVu VS 8" Display from the charging cable before cleaning.
- Ensure the voltage recommendations of the Display are compatible with power supplies.
- Do not clean the Display or Display accessories using any abrasive agents or mineral acids.
- Do not use sterilants with caustic ingredients, such as surgical scrub solutions, peroxide solutions, bleaches, or povidone-iodine solutions.
- Do not disassemble device.
- Inadequate battery levels may result in sudden failure without warning. Check sufficient battery level before use.
- Do not modify the device.
- Device is not servicable.
- The battery is not removable. Do not open or remove battery. Warranty void if opened.

Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the user and/or patient.

Setting Up the ProVu VS Stands

Refer to instructions supplied with the ProVu VS Pole Stand (IP0000-030) or ProVu Display Table Stand (IP0000-021).


Charging

1. Connect the ProVu VS 8" Display to the DC charging cable, connected either to the plug socket on the Display Pole Stand or directly to an outlet.
2. When connected and turned on, an indication of charge is shown on the screen. If this screen does not display, check the security of the connections.
3. When fully charged, the Display will provide up to 7 hours of continuous use.
4. For optimal performance, keep the Display connected to the charger while in use. If this is not suitable, re-charge between uses or when prompted on screen.

Using with ProVu VS

For more detailed instructions on the use of ProVu VS, refer to ProVu VS instructions (IP0000-042) supplied with the ProVu VS.

1. Secure the ProVu VS 8" Display either on the ProVu VS Pole Stand or the Display Table Stand, according to user preference.
2. Press and hold the Power Button for 3 seconds.
 - If charge capacity is more than 5%, a blue screen with a connection prompt image should appear.
 - If charge capacity is 5% or less, a blue screen with the battery icon with strike out will appear. Please connect to charger; the Display can be charged while simultaneously in use with a ProVu VS.
3. Connect the ProVu VS to the ProVu VS 8" Display using the micro USB connector and observe the Display screen to verify that a live image is being received from the ProVu VS.
4. If using the reusable Amplifier Cable, connect the elbow of the Amplifier Cable to the Display and insert the ProVu VS camera line to the connector of the Amplifier Cable. To ensure this is done correctly, line up the dots on the cables as shown in image #4.
5. To put the ProVu VS 8" Display into standby mode, press the Power Button once quickly and the screen will turn black. To wake up from standby mode, press the Power Button once quickly and the screen image will resume.
6. To turn off the ProVu VS 8" Display, press and hold down the Power Button for 3 seconds and the screen will turn black.




ProVu VS Software

The ProVu VS 8" Display has several on-screen prompts to assist use.




Software Version

Software version is displayed in the bottom of the display when connected to power.




Display is Charging

ProVu VS 8" Display battery is charging. Percentage charge is indicated in the circle.




Charged

ProVu VS 8" Display is fully charged.




Charge Display

Display has insufficient battery. Please charge via USB or charging dock.




Connect to ProVu VS

Connect ProVu VS 8" Display to view camera image.



Connected to ProVu VS

ProVu VS 8" Display is connected and camera image is loading.




Turn Off

If Power Button is held for 3 seconds or more, this screen will show while the display shuts down.



Error 1

Software error or crash. Reset ProVu VS 8" Display unit by holding Power Button for 5 seconds or more.






Error 2

Camera error or crash. Replace ProVu VS and/or Amplifier Cable.

ProVu VS Battery Indicator

During use, the battery indicator appears on screen to show battery power remaining. The icon will change to flash on and off when battery charge is less than 20%.



Troubleshooting

PROBLEM	
No live image is seen	
POSSIBLE EXPLANATION	ACTION NEEDED
ProVu VS 8" Display needs to be charged	Charge display via the DC Charger or micro USB cable. Note that the display can be charged while in use.
ProVu VS 8" Display may be in sleep mode	Press the Power Button once to wake.
ProVu VS 8" Display is damaged	Replace the ProVu VS 8" Display with a new device.
ProVu VS 8" Display may be turned off	Press and hold the Power Button for 3 seconds.
ProVu VS Amplifier Cable is damaged	Replace the ProVu VS Amplifier Cable with a new device.
Incorrect connection to ProVu VS 8" Display and/or Amplifier Cable	Remove and reconnect the ProVu VS 8" Display to the device via the micro USB port as shown in the instructions for use section.
ProVu VS may be damaged	Replace with a new ProVu VS device.
PROBLEM	
Low image quality	
POSSIBLE EXPLANATION	ACTION NEEDED
Incorrect connection to ProVu VS 8" Display and/or Amplifier Cable	Remove and reconnect the ProVu VS 8" Display to the device via the micro USB port as shown in the instructions for use section.
ProVu VS Amplifier Cable is damaged	Replace the ProVu VS Amplifier Cable with a new cable.
Dirty screen	Wipe with an IPA cloth.
Damp screen	Wipe with a dry cloth.
Camera lens may have secretions on it	Clean camera lens with clean Microfibre towel or replace ProVu VS.
Illumination failure	Replace with a new ProVu VS.
Incorrectly inserted cable	Ensure all connections are secure.

List of Accessories

- Cables & Mounting Accessories
- Charging Cable
- 2m Amplifier Cable
- ProVu VS Pole Stand
- ProVu Display Table Stand

After Use

1. Disconnect the ProVu VS 8" Display from the power supply.
2. Disconnect the ProVu VS from the ProVu VS 8" Display, or from the Amplifier Cable if being used.
3. After use, dispose of all single-use components in accordance with local policies and / or as advised by your local healthcare provider.
4. Clean and dry the ProVu VS 8" Display and Amplifier Cable (if used) referring to the cleaning instructions.

Cleaning

1. Wear gloves throughout the cleaning procedure.
2. Clean the ProVu VS 8" Display and reusable accessories after each use, using a germicidal wipe, e.g. 70% isopropyl alcohol wipe.
3. Inspect the ProVu VS 8" Display and accessories for contamination. If any is present repeat steps 1 & 2.
4. Once the ProVu VS 8" Display and accessories are free from contaminants, dry with a clean, dry cloth.
5. Check device for damage. If device does not function, refer to troubleshooting steps.

Warranty Statement

Flexicare Medical Limited warrants that the product purchased meets the labelled specifications of the product and will be free from defects in materials and workmanship that occur within one (1) year from the date of purchase.

This warranty does not cover damage caused by:

- Handling during shipping.
- Use or maintenance contrary to labelling and instructions, including but not limited to incorrect disassembly, reprocessing and reassembly.
- Alteration or repair by anyone not authorised by Flexicare Medical Limited.

Abuse, Misuse or Accidental Damage

If a product covered by this warranty is determined to be defective materials, components, or workmanship, and the warrant claim is made within the warranty period described above, Flexicare Medical Limited will, at its discretion, repair or replace the defective product free of charge.

Written authorisation must be obtained from Flexicare Medical Limited to return the product prior to sending it with postage paid to Flexicare Medical Limited's designated agent.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Flexicare Medical Limited's obligation under this warranty is limited to repair or replacement of products containing a defect.

Flexicare Medical Limited is not responsible for any indirect or consequential damages resulting from a product defect covered by the warranty.

This warranty shall be governed by and construed in accordance with Flexicare Medical Limited's Terms and Conditions.

Symbols Glossary



Catalog Number



Keep Dry



Serial Number



Recycle



Product Conforms with Directive 93/42/EEC



Separate Collection



Refer to Instruction Manual/Booklet



Alternating Current




Manufacturer



Direct Current



Caution



DC Jack Polarity Center-Positive



Do Not Use Blade to Open



USB/Micro USB



Type BF Applied Part



DC Power Port



Class II Equipment



USB/Amplifier Cable Box



Keep Away From Sunlight

CS DISPLEJ PROVU VIDEO STYLET 8"

Technické parametry

DISPLEJ	
ROZLIŠENÍ (PIXELY)	800 X 1280
ORIENTACE	Krajina
TYP DISPLEJE	8"
DOBA POTŘEBNÁ K ZAHÁJENÍ	Okamžitě
VERZE SOFTWARE	Při napájení sledujte obrazovku zařízení
PŘIPOJENÍ	
USB PŘIPOJENÍ	Micro USB
PŘÍPOJKA NAPÁJENÍ	Stejnoseměrný proud
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	
TEPLOTA	10 40 °C (50 104 °F)
RELATIVNÍ VLHKOST	≤ 85 %, nekondenzační
ATMOSFERICKÝ TLAK	700 1060 hPa
PROVOZNÍ PODMÍNKY	
TEPLOTA	20 °C +/-10 °C
RELATIVNÍ VLHKOST	≤ 85 %, nekondenzační
ATMOSFERICKÝ TLAK	700 1060 hPa
ZOBRAZENÍ JMENOVITÉHO ELEKTRICKÉHO VÝKONU	
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	Příkon: 5,0 V 1,5 A
TYP BATERIE	Lithium-iontová 3,7 V, 5000 mAh
OBVYKLÁ DOBA VÝDRŽE BATERIE	≈ 7 HODIN (SOUSTAVNÉHO POUŽÍVÁNÍ)
OBVYKLÁ DOBA NAPÁJENÍ BATERIE	≈ 7 HODIN (NAPÁJENÍ OD NULY)
JMENOVITÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ZÁSUVKY	
PŘÍKON:	100-240 V AC 0,5 A 50-60 Hz
VÝKON	Max 5,2 V DC 3,0 A
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA X VÝŠKA X TLOUŠŤKA	205 mm x 130 mm x 25 mm
HMOTNOST	396 g
ZÁSTRČKA	
TYP ZÁSTRČKY	Zástrčka 110-120 V s NEMA 5-15 P 3

Určené použití

Displej zavaděče ProVu Video (VS) 8" je digitální displej, určený pouze k zobrazení živého obrazu ze zavaděče ProVu Video (ProVu VS) prostřednictvím micro USB kabelu, jako pomůcka při intubaci dospělých pacientů v nemocničním prostředí.

Popis produktu

Displej ProVu VS 8" je nesterilní, opakovaně použitelný digitální displej, určený k zobrazení živého obrazu u ProVu VS. Když je připojen k ProVu VS, přenáší ze zařízení živý obraz, což je možno využít jako další pomůcka k intubaci pacienta.

Displej je možno nabít pomocí napájecího kabelu ProVu, který je součástí, a to mezi použitími i během použití. Plně nabitý displej ProVu VS 8" umožňuje až 7 hodin nepřetržitého používání. Produkt je možno nabíjet také prostřednictvím USB micro portu, pokud není k dispozici DC nabíječka.

Společnost Flexicare nedoporučuje zařízení upravovat. Veškeré pokusy o úpravu budou mít za následek selhání zařízení.

Předběžná opatření:

- Zajistěte dostatečný prostor pro snadnou práci.
- Před každým použitím zkontrolujte displej ProVu 8" a veškeré příslušenství, zda nejsou poškozené.
- Před použitím displej plně nabijte. Pokud jde o požadavky na zasílání, displeje ProVu VS 8" se zasílají s nulovým poplatkem.
- Před napájením se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché, včetně USB portu. Pokud používáte držák displeje, zasuňte displej bezpečně do konektoru výsuvného ramene a zkontrolujte, že dobře sedí.
- Pokud používáte stolní držák displeje ProVu, zasuňte displej bezpečně do konektoru a zkontrolujte, že dobře sedí.
- Stolní držák displeje vždy umístěte na pevný hladký povrch.

Výstrahy a opatření

- Displej ProVu VS 8" a příslušenství musí používat vyškolený personál.
- Nepoužívejte v blízkosti magnetické rezonance MR/MRI ani s jinými zdroji rušení.
- Zařízení nesterilizujte.
- Použití zařízení a dalších příslušenství, která nejsou schválena společností Flexicare, mohou vést k nedostatečnému výkonu a riziku pro pacienta.
- Displej ProVu VS 8" je navržen pro použití s držákem displeje nebo se stolním držákem displeje. Použití jiného zařízení může vést k poškození a/nebo ztrátě funkce displeje ProVu VS 8".
- Displej ProVu VS 8" by se měl používat pouze s příslušenstvím ProVu VS a ProVu.
- Před čišťením vždy odpojte napájecí kabel zařízení ProVu VS 8".
- Dbejte na to, aby doporučené napětí displeje odpovídalo zdroji napájení.
- Displej ani příslušenství displeje nikdy nečistěte pomocí abrazivních prostředků ani anorganických kyselin.
- Nepoužívejte sterilizační přípravky s obsahem žíravých kyselin, jako chirurgické mycí roztoky, roztoky peroxidu, bělicí přípravky ani přípravky s jodovaným povidonem.
- Zařízení nedemontujte.
- Nedostatečná hladina nabití baterie může vést k náhlému selhání bez předchozího varování. Před použitím zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zařízení neupravujte.
- Zařízení není možno opravovat.
- Baterie není vyjímatelná. Neotevírejte a nevyndávejte baterii. Po otevření se záruka stává neplatnou.

Veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti se zařízením, se musí hlásit výrobci a kompetentním úřadům členského státu uživatele a/nebo pacienta.

Nastavení stojanu Pro Vu

Prečtěte si pokyny, které jsou součástí stojanu ProVu VS IP0000-030) nebo ke stolnímu stojanu k ProVu (IP0000-021).


NAPÁJENÍ

1. Připojte displej ProVu VS 8" k napájecímu kabelu, zapojenému buď do zástrčky na stojanu pro displej, nebo přímo do zástrčky.
2. Jakmile jej připojíte a zapnete, na obrazovce se objeví ukazatel NAPÁJENÍ. Pokud se zobrazení neobjeví, zkontrolujte bezpečnost připojení.
3. Jakmile je displej plně nabitý, umožňuje až 7 hodin nepřetržitého používání.
4. Aby bylo dosaženo optimálního výkonu, nechejte displej během použití připojený.
5. Pokud to není vhodné, nabijte jej po použití, nebo když se objeví pokyn na obrazovce.

Použití s ProVu VS

Podrobnější pokyny o použití ProVu VS najdete v pokynech k ProVu VS (IP0000-042), které se dodávají spolu s ProVu VS.

1. Dle vlastních preferencí připevněte displej ProVu VS 8" buď k tyčovému stojanu ProVu VS nebo ke stolnímu stojanu.
2. Tlačítko napájení stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.
 - Pokud je kapacita napájení vyšší než 5 %, měla by se objevit modrá obrazovka s pokynem k připojení.
 - Pokud je kapacita napájení nižší než 5 %, objeví se modrá obrazovka s ikonou baterie s bleskem. Připojte ji prosím k nabíječce; displej je možno nabíjet a současně jej používat s ProVu VS.
3. Připojte ProVu VS k displeji ProVu VS 8" pomocí micro konektoru USB a sledujte obrazovku; zkontrolujte, že se na obrazovce zobrazuje živý obraz ze zařízení ProVu VS.
4. Pokud používáte opakovaně použitelný kabel, připojte ohyb kabelu zesilovače k displeji a kabel kamery ProVu VS připojte ke kabelu zesilovače. Aby bylo zajištěno správné provedení, vyrovnejte body na kabelech, jak je zobrazeno na obrázku 4.
5. Pokud chcete uvést displej ProVu VS 8" do pohotovostního režimu, stiskněte jednou rychle tlačítko napájení; obrazovka zčerná. Pokud chcete displej uvést do provozního režimu, stiskněte jednou rychle tlačítko napájení; na obrazovce se znovu objeví obraz.
6. Pokud chcete displej ProVu VS 8" vypnout, stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 3 sekund; obrazovka zčerná.




Software ProVu VS

Displej ProVu VS 8" má na obrazovce několik pokynů na podporu používání.




Verze softwaru

Když je displej připojený ke zdroji, na spodní části se zobrazí verze softwaru.




Displej se nabíjí

Baterie displeje ProVu VS 8" se nabíjí. V kruhu je zobrazeno procento nabití.




Nabito

Displej ProVu VS 8" je zcela nabitá.




Nabít displej

Displej má nedostatečně nabitou baterii. Nabíjte prosím pomocí USB nebo napájecího doku.




Připojte k ProVu VS

Aby se zobrazil snímek z kamery, připojte displej ProVu VS 8".



Připojeno k ProVu VS

Displej ProVu VS 8" je připojený a snímek z kamery se načítá.




Vypnutí

Pokud se tlačítko napájení stiskne a podrží po dobu 3 sekund, objeví se při vypínání displeje tato obrazovka.



Chyba 1

Chyba softwaru nebo systém spadl. Podržním napájecího tlačítka po dobu 5 sekund nebo déle resetujte displejovou jednotku ProVu VS 8".






Chyba 2

Chyba kamery nebo systém spadl. Vyměňte ProVu VS a/nebo kabel zesilovače.

Indikátor baterie ProVu VS

Při používání se na obrazovce objeví indikátor baterie, který ukazuje zbývající nabití baterie. Když je baterie nabitá na méně než 20 %, ikona začne blikat.



Řešení problémů

PROBLÉM	
Nezobrazuje se živý obraz	
MOŽNÉ VYSVĚTLENÍ	CO DĚLAT
Displej ProVu VS 8" je zapotřebí nabít	Nabijte displej prostřednictvím DC nabíječky nebo micro kabelu USB. Nezapomeňte, že displej je možno nabíjet při používání.
Displej ProVu VS 8" může být v klidovém režimu	Pro uvedení displeje do provozního režimu stiskněte jednou tlačítko napájení.
Displej ProVu VS 8" je poškozený	Vyměňte displej ProVu VS 8" za nový.
Displej ProVu VS 8" může být vypnutý	Tlačítko napájení stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.
Kabel zesilovače ProVu VS je poškozený	Vyměňte kabel zesilovače ProVu VS za nový.
Nesprávné připojení k displeji ProVu VS 8" a/ nebo kabelu zesilovače	Odpojte a znovu připojte displej ProVu VS 8" k zařízení pomocí mikro portu USB, jak je zobrazeno v části pokyny k použití.
ProVu VS může být poškozený	Vyměňte jej za nové zařízení ProVu VS.
PROBLÉM	
Nízká kvalita zobrazení	
MOŽNÉ VYSVĚTLENÍ	CO DĚLAT
Nesprávné připojení k displeji ProVu VS 8" a/ nebo kabelu zesilovače	Odpojte a znovu připojte displej ProVu VS 8" k zařízení pomocí mikro portu USB, jak je zobrazeno v části pokyny k použití.
Kabel zesilovače ProVu VS je poškozený	Vyměňte kabel zesilovače ProVu VS za nový.
Špinavá obrazovka	Otřete utěrkou s isopropylalkoholem.
Vlhká obrazovka	Otřete suchým hadříkem.
Čočka kamery může být znečištěná	Očistěte čočku kamery čistou utěrkou z mikrovlákna nebo vyměňte ProVu VS.
Nefunkční osvětlení	Vyměňte za nové ProVu VS.
Nesprávně zasunutý kabel	Zkontrolujte, že jsou všechna připojení funkční.

Seznam příslušenství

- Kabely a montážní příslušenství
- Napájecí kabel
- 2 m kabelu zesilovače
- Tyčový držák ProVu VS
- Stolní držák displeje ProVu

Po použití

1. Před čištěním vždy odpojte zařízení ProVu VS 8" od zdroje energie.
2. Před čištěním vždy odpojte zařízení ProVu VS od displeje ProVu VS 8" nebo od kabelu zesilovače, pokud se používá.
3. Po použití zlikvidujte všechny části určené k jednorázovému použití v souladu s místními předpisy a / nebo podle rady místního poskytovatele zdravotní péče.
4. Očistěte a osušte displej ProVu VS 8" a kabel zesilovače (pokud se používá) podle pokynů k čištění.

Čištění

1. Během celého čištění používejte rukavice.
2. Displej ProVu VS 8" a opakovaně použitelné příslušenství po každém použití očistěte germicidním ubrouskem, např. ubrouskem se 70% isopropylalkoholem.
3. Před každým použitím zkontrolujte displej ProVu VS 8" a veškeré příslušenství, zda nejsou kontaminované. Pokud jsou, opakujte kroky 1 a 2.
4. Jakmile není displej ProVu VS 8" ani příslušenství znečištěné, osušte jej čistým suchým hadříkem.
5. Zkontrolujte, zda není zařízení poškozené. Pokud zařízení nefunguje, podívejte se na řešení problémů.

Prohlášení o záruce

Společnost Flexicare Medical Limited garantuje, že zakoupený produkt vyhovuje specifikacím uvedeným na štítku a že se na něm neprojeví vady materiálu a vady provedení v průběhu jednoho (1) roku od data nákupu.

Tato záruka se netýká poškození, způsobených:

- Manipulací během přepravy.
- Použití nebo údržba v rozporu s označením na štítku a pokyny, včetně, ale bez omezení na nesprávnou demontáž, opakované zpracování a zpětnou montáž.
- Provádění změn nebo opravy osobami, které nejsou schválené společností Flexicare Medical Limited.

Zneužití, nesprávné použití nebo náhodné poškození

Pokud se zjistí, že produkt, na nějž se vztahuje tato záruka, byl z vadného materiálu, měl vadné součástky nebo měl vadu výroby, a reklamáce byla podána v rámci shora uvedené záruční doby, společnost Flexicare Medical Limited dle svého vlastního uvážení bezplatně opraví nebo vymění vadný produkt.

V případě vrácení produktu je nutno získat od společnosti Flexicare Medical Limited písemné povolení a poté jej zaslat se zaplaceným poštovním stanovenému zástupci a společnosti Flexicare Medical Limited.

Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky, vyslovené nebo implikované, včetně, ale bez omezení na implikované záruky obchodovatelnosti a vhodnosti k určitému účelu. Závazky společnosti Flexicare Medical Limited v rámci této záruky jsou omezeny na opravu nebo náhradu vadných produktů.

Společnost Flexicare Medical Limited neodpovídá za žádné nepřímé nebo následné škody, plynoucí z vady produktu, na který se vztahuje tato záruka.

Tato záruka bude řízena a vykládána v souladu se Smluvními podmínkami společnosti Flexicare Medical Limited.

Přehled symbolů

Katalogové číslo	Sériové číslo	Produkt je v souladu se Směrnicí 93/42/EHS	Podívejte se do návodu k použití/příručky	Výrobce	Varování	Kotvení nepoužívejte čepel	Aplikovaná část typ BF	Zařízení třídy II	Uchovávejte mimo sluneční světlo
Uchovávejte v suchu	Recykluje	Tříděný sběr	Střídavý proud	Stejnoseměrný proud	Konektor typu Jack s polaritou center positive	USB/Micro USB	DC Power Port	USB/Krabička kabelu zesilovače	

NL PROVU VIDEO STYLET 8" DISPLAY

Technische data

DISPLAY	
RESOLUTIE (PIXELS)	800 X 1280
ORIËNTATIE	Liggend
TYPE DISPLAY	8"
OPSTARTTIJD	Direct
SOFTWAREVERSIE	Raadpleeg het scherm van het apparaat tijdens het opladen
AANSLUITINGEN	
USB-AANSLUITING	Micro-usb
STROOMAANSLUITING	DC-voeding
OPSLAG EN VERVOER	
TEMPERATUUR	10°C TOT 40°C (50°F TOT 104°F)
RELATIEVE VOCHTIGHEID	≤85%, niet-condenserend
ATMOSPHERISCHE DRUK	700 tot 1060 hPa
GEBRUIKSCONDITIES	
TEMPERATUUR	20°C +/-10°C
RELATIEVE VOCHTIGHEID	≤85%, niet-condenserend
ATMOSPHERISCHE DRUK	700 tot 1060 hPa
WEERGAVE ELEKTRISCHE STROOM	
STROOMINVOER	Invoer: 5.0V 1.5A
ACCU TYPE	3.7V, 5000 mAh, lithium-ion
WERKINGSDUUR ACCU	≈ 7 UUR (ONONDERBROKEN GEBRUIK)
OPLAADDUUR ACCU	≈ 7 UUR (VANAF NUL)
WANDCONTACT ELEKTRISCHE STROOM	
INVOER	100-240V AC 0,5A 50-60Hz
UITGANG	Max 5.2V DC 3.0A
AFMETINGEN	
BREEDTE X HOOGTE X DIKTE	205mm x 130mm x 25mm
GEWICHT	396g
PLUG	
TYPE PLUG	110-120V met NEMA 5-15P 3-pins plug

Doelmatig gebruik

De ProVu Video Stylet (VS) 8" display is een digitaal display, bedoeld om alleen via de micro-usb-kabel live beelden van de ProVu Video Stylet (ProVu VS) weer te geven, als hulpmiddel bij intubatie van volwassenen in ziekenhuisomgevingen.

Productbeschrijving

Het ProVu VS 8" display is een niet-steriel, herbruikbaar digitaal display dat bedoeld is om live beelden van de ProVu VS weer te geven. Aangesloten op de ProVu VS wordt een livevideo van het apparaat verzonden, die kan worden gebruikt om de patiënt verder te helpen bij de intubatie.

Het display kan worden opgeladen met de meegeleverde ProVu-oplaadkabel, tussendoor of tijdens het gebruik. Wanneer het ProVu VS 8" display volledig is opgeladen, kan het tot 7 uur continu worden gebruikt. Als de meegeleverde DC-oplader niet beschikbaar is kan het apparaat ook worden opgeladen via de micro-usb-poort.

Flexicare raadt af van modificaties aan het apparaat. Elke poging om zulks te doen zal resulteren in uitval van het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor een eenvoudige bediening.
- Controleer voor elk gebruik het ProVu VS 8" display en alle accessoires op schade.
- Laad het display voor gebruik volledig op. Vanwege vervoersvereisten worden ProVu VS 8" displays niet-opgeladen verzonden.
- Controleer voor het opladen of alle componenten volledig droog zijn, inclusief de micro-usb-poort. Als u de displayconsole gebruikt, schuif de display dan stevig op de connector van de scharnierarm en zorg ervoor dat deze goed vastzit.
- Als u de displaytafelconsole gebruikt, schuif het display dan stevig op de connector van de scharnierarm en zorg ervoor dat deze goed vastzit.
- Plaats de displaytafelconsole altijd op een stabiele, vlakke ondergrond.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- ProVu VS 8" display en accessoires mogen alleen worden gebruikt door geschoold personeel.
- Niet gebruiken binnen een Magnetic Resonance Imaging (MR-/MRI-)omgeving of bij andere hoge interferentiebronnen.
- Steriliseer het apparaat niet.
- Het gebruik van hulpmiddelen en andere accessoires die niet door Flexicare zijn goedgekeurd, kan leiden tot suboptimale prestaties en kan de patiënt in gevaar brengen.
- De ProVu VS 8" display is ontworpen om te passen op de displayconsole of de displaytafelconsole. Het gebruik van een ander apparaat kan leiden tot schade en/of functieverlies van het ProVu VS 8" display.
- ProVu VS 8" display en accessoires mogen alleen worden gebruikt door geschoold personeel.
- Koppel het ProVu VS 8" display altijd los van de oplaadkabel, alvorens deze te reinigen.
- Zorg ervoor dat de spanningsaanbevelingen van het display compatibel zijn met de voeding.
- Reinig het display of de accessoires niet met schurende middelen of minerale zuren.
- Gebruik geen sterilisatiemiddelen met bijtende ingrediënten, zoals chirurgische scruboplossingen, peroxide-oplossingen, bleekmiddelen of povidone-jodiumoplossingen.
- Demonteer het apparaat niet.
- Ontoereikende accuniveaus kunnen leiden tot een plotselinge uitval zonder waarschuwing. Controleer voor gebruik of het batterijniveau voldoende is.
- Breng geen modificaties aan het apparaat aan.
- Het apparaat is niet bruikbaar.
- De accu is niet verwijderbaar. Open of verwijder de accu niet. De garantie vervalt als deze wordt geopend.

Elk ernstig incident dat zich in verband met het apparaat voordoet, moet aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de gebruiker en/of de patiënt worden gemeld.

Het instellen van de ProVu VS-standers

Raadpleeg de instructies die bij de ProVu VS-console (IP0000-030) of ProVu displaytafelconsole (IP0000-021) worden geleverd.


Opladen

1. Sluit het ProVu VS 8" display aan op de DC-oplaadkabel en sluit deze aan op de stekkeraansluiting van de displayconsole of rechtstreeks op een stopcontact.
2. Bij het aansluiten en inschakelen wordt een indicatie van het oplaadniveau op het scherm getoond. Wordt dit scherm niet weergegeven, controleer dan de beveiliging van de aansluitingen.
3. Wanneer het display volledig is opgeladen, kan het tot 7 uur lang continu worden gebruikt.
4. Voor optimale prestaties houdt u het display aangesloten op de oplader tijdens het gebruik.
5. Als dit niet genoeg is, laad dan opnieuw op tussen toepassingen door of wanneer dit op het scherm wordt gevraagd.

Met gebruik van ProVu VS

Raadpleeg voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van ProVu VS de ProVu VS-instructies (IP0000-042), die met de ProVu VS worden meegeleverd.

1. Maak het ProVu VS 8" display vast op de ProVu VS-console of op de displaytafelconsole, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker.
2. Houd de power-knop 3 seconden ingedrukt.
 - Als de oplaadcapaciteit meer dan 5% is, moet er een blauw scherm met een verbindingsprompt verschijnen.
 - Als de oplaadcapaciteit 5% of minder is, verschijnt er een blauw scherm met het batterijpictogram met doorstreping. Gelieve aan te sluiten op de oplader; het display kan worden opgeladen terwijl het tegelijkertijd in gebruik is met een ProVu VS.
3. Sluit de ProVu VS aan op het ProVu VS 8" display met behulp van de micro-usb-aansluiting en kijk op het beeldscherm om te controleren of er een live-beeld wordt ontvangen van de ProVu VS.
4. Als u de herbruikbare versterkerkabel gebruikt, sluit dan de elleboog van de versterkerkabel aan op het display en steek de ProVu VS-camerakabel in de connector van de versterkerkabel. Om er zeker van te zijn dat dit correct gebeurt, moet u de stippen op de kabels uitlijnen zoals op afbeelding #4.
5. Druk om de ProVu VS 8" display in de stand-by-modus te zetten één keer snel op de power-knop en het scherm wordt zwart. Druk om het display uit de stand-by-modus te ontwaken één keer snel op de power-knop en het scherm komt terug.
6. Druk om het ProVu VS 8" display uit te zetten 3 seconden lang op de power-knop en het scherm wordt zwart.




ProVu VS-software

Het ProVu VS 8" display kent verschillende instructies op het scherm om u te helpen bij het gebruik.




Softwareversie

De softwareversie wordt onderin het scherm weergegeven wanneer deze is aangesloten op de stroomvoorziening.




Het display is bezig met opladen

ProVu VS 8" display accu is bezig met opladen. Opladniveau is weergegeven in de cirkel.




Opgeladen

ProVu VS 8" display is volledig opgeladen.




Opladen display

Display heeft onvoldoende opladniveau. Opladen via usb of het oplaaddock.




Aansluiten op ProVu VS

Sluit ProVu VS 8" display aan om het camerabeeld te bekijken.



Aansluiten op ProVu VS

ProVu VS 8" display is aangesloten en het camerabeeld wordt geladen.




Uitschakelen

Als u de power-knop 3 seconden of langer ingedrukt houdt, wordt dit scherm weergegeven terwijl het display wordt uitgeschakeld.



Error 1

Softwarefout of -crash. Reset ProVu VS 8" display-unit door de power-knop 5 seconden of langer ingedrukt te houden.






Error 2

Camerafout of -crash. Vervang de ProVu VS en/of de versterkerkabel.

ProVu VS accu-indicator

Tijdens het gebruik verschijnt de accu-indicator op het scherm om het resterende opladniveau aan te geven. Het pictogram gaat aan en uit als het opladniveau minder dan 20% is.



Probleemoplossing

PROBLEEM	
Er is geen live-beeld te zien	
MOGELIJKE VERKLARING	ACTIE NODIG
ProVu VS 8" display moet worden opgeladen	Laad op via de DC-oplader of de micro-usb-kabel. Het display kan worden opgeladen terwijl het tegelijkertijd in gebruik.
ProVu VS 8" display is mogelijk in slaapmodus	Druk één keer op de power-knop om te ontwaken.
ProVu VS 8" display is beschadigd	Vervang ProVu VS 8" display door een nieuw apparaat.
ProVu VS 8" display is mogelijk uitgeschakeld	Houd de power-knop 3 seconden ingedrukt.
ProVu VS-versterkerkabel is beschadigd	Vervang ProVu VS-versterkerkabel door een nieuwe.
Onjuiste aansluiting op ProVu VS 8" display en/of versterkerkabel	Verwijder het ProVu VS 8" display en sluit het opnieuw aan op het apparaat via de micro-usb-poort, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
ProVu VS kan beschadigd zijn	Vervang door een nieuw ProVu VS-apparaat.
PROBLEEM	
Lage beeldkwaliteit	
MOGELIJKE VERKLARING	ACTIE NODIG
Onjuiste aansluiting op ProVu VS 8" display en/of versterkerkabel	Verwijder het ProVu VS 8" display en sluit het opnieuw aan op het apparaat via de micro-usb-poort, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
ProVu VS-versterkerkabel is beschadigd	Vervang ProVu VS-versterkerkabel door een nieuwe.
Vuil scherm	Reinig met een IPA-doekje.
Vochtig scherm	Veeg af met een droge doek.
De lens van de camera kan afscheidingen hebben	Maak de cameralens schoon met een schone microvezeldoek of vervang ProVu VS.
Verlichtingsfout	Vervang door een nieuw ProVu VS-apparaat.
Verkeerd geplaatste kabel	Zorg ervoor dat alle aansluitingen vastzitten.

Lijst met accessoires

- Kabels & bevestigingsmateriaal
- Oplaadkabel
- 2m versterkerkabel
- ProVu VS-console
- ProVu displaytafelconsole

Na gebruik

1. Koppel het ProVu VS 8" display altijd los van de stroomvoorziening.
2. Koppel het ProVu VS 8" display los van de stroomvoorziening of van de versterkerkabel.
3. Verwijder na gebruik het product en alle componenten weg in overeenstemming met het lokale beleid en/of zoals geadviseerd door uw lokale zorgverlener.
4. Reinig en droog het ProVu VS 8" display en de versterkerkabel (indien gebruikt) conform de reinigingsinstructies.

Reiniging

1. Draag handschoenen tijdens de gehele reinigingsprocedure.
2. Maak het ProVu VS 8" display en herbruikbare accessoires na elk gebruik schoon met een kiemdodend doekje, bijvoorbeeld een 70% isopropylalcoholdoekje.
3. Controleer het ProVu VS 8" display en alle accessoires op besmetting. Indien aanwezig, herhaal dan stap 1 & 2.
4. Zodra het ProVu VS 8" display en de accessoires vrij zijn van verontreinigingen, droog ze dan af met een schone, droge doek.
5. Controleer het apparaat op schade. Als het apparaat niet werkt, raadpleeg dan de stappen voor probleemoplossing.

Garantieverklaring

Flexicare Medical Limited garandeert dat het gekochte product voldoet aan de gelabelde specificaties van het product en vrij is van materiaal- en fabricagefouten, die zich binnen één (1) jaar na de aankoopdatum voordoen.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door:

- Behandeling tijdens de verzending.
- Gebruik of onderhoud in strijd met de etikettering en instructies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onjuiste demontage, bewerking en montage.
- Wijziging of reparatie door iemand die niet geautoriseerd is door Flexicare Medical Limited.

Misbruik, verkeerd gebruik of onopzettelijke schade

Als wordt vastgesteld dat een product dat onder deze garantie valt, defecte materialen, onderdelen bevat of ondeugdelijk vakmanschap vertoont en de garantieclaim wordt ingediend binnen de hierboven beschreven garantieperiode, dan zal Flexicare Medical Limited het defecte product naar eigen goeddunken kosteloos repareren of vervangen.

Schriftelijke toestemming moet worden verkregen van Flexicare Medical Limited om het product te retourneren voordat het gefrankeerd wordt verzonden naar de aangewezen agent van Flexicare Medical Limited.

Deze garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van commercie en geschiktheid voor een bepaald doel. De verplichting van Flexicare Medical Limited onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van producten die een defect vertonen.

Flexicare Medical Limited is niet verantwoordelijk voor enige indirecte of gevolgschade als gevolg van een defect product, dat onder de garantie valt.

Deze garantie wordt bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Flexicare Medical Limited.

Symbolen begrippenlijst

									
Catalogusnummer	Serienummer	Het product is in overeenstemming met Richtlijn 93/42/EEC	Raadpleeg de handleiding met instructies	Vervaardigd door	Opgelet	Gebruik het blad niet om te openen	Type BF toegepast deel	Klasse II-apparatuur	Houd het apparaat uit de buurt van zonlicht
									
Houd het droog	Recyclen	Afzonderlijke inzameling	Wisselstroom	Gelijkstroom	DC plug polariteit centrum-positief	Usb/micro-usb	DC-voedingspoort	Usb/versterkerkabelbox	

FR MONITEUR POUR STYLET VIDÉO PROVU 20 CM (8 POUCES)

Caractéristiques techniques

MONITEUR	
RÉSOLUTION (PIXELS)	800 X 1280
ORIENTATION	Paysage
TYPE DE MONITEUR	ENVIRON 20 CM (8 POUCES)
TEMPS DE DÉMARRAGE	Immédiat
VERSION DU LOGICIEL	Consultez l'écran du dispositif pendant le chargement
CONNEXIONS	
CONNEXION USB	Micro USB
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Alimentation secteur
STOCKAGE ET TRANSPORT	
TEMPÉRATURE	DE +10 °C À +40 °C
HUMIDITÉ RELATIVE	≤ 85 %, sans condensation
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE	de 700 à 1 060 hPa
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
TEMPÉRATURE	+20 °C +/-10 °C
HUMIDITÉ RELATIVE	≤ 85 %, sans condensation
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE	de 700 à 1 060 hPa
AFFICHAGE DE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE	
ENTRÉE ALIMENTATION	Entrée : 5,0 V 1,5 A
TYPE DE BATTERIE	3,7 V, 5 000 mA, lithium ion
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	≈ 7 HEURES (D'UTILISATION CONTINUE)
CHARGEMENT DE LA BATTERIE	≈ 7 HEURES (EN PARTANT D'UNE BATTERIE VIDE)
PUISSANCE ÉLECTRIQUE DE L'ALIMENTATION SECTEUR	
ENTRÉE	100-240 V AC 0,5 A 50-60Hz
SORTIE	Max. 5,2 V DC 3,0 A
DIMENSIONS	
LARGEUR X HAUTEUR X ÉPAISSEUR	205 mm x 130 mm x 25 mm
POIDS	396 g
PRISE	
TYPE DE PRISE	110-120 V avec prise NEMA 5-15 P à 3 broches

Utilisation prévue

Le moniteur pour Stylet Video (SV) ProVu 20 cm est un moniteur numérique destiné à afficher des images en direct du Stylet Vidéo ProVu (SV ProVu) uniquement, via le câble micro USB, pour faciliter l'intubation des adultes en milieu hospitalier.

Description du produit

Le moniteur pour Stylet Vidéo ProVu (SV ProVu) 20 cm est un moniteur numérique non stérile et réutilisable, conçu pour diffuser des images en temps réel du SV ProVu. Lorsqu'il est connecté au SV ProVu, le dispositif diffuse une vidéo en direct, qui peut être utilisée pour faciliter l'intubation du patient.

Le moniteur peut être rechargé à l'aide du câble de chargement ProVu fourni, entre deux utilisations ou pendant son utilisation. Lorsqu'il est complètement chargé, le moniteur SV ProVu 20 cm a une autonomie jusqu'à 7 heures d'utilisation continue. Le produit peut également être chargé par le port micro USB, si l'alimentation secteur est indisponible.

Flexicare déconseille la modification du dispositif. Toute tentative dans ce sens entraînera la défaillance du dispositif.

Précautions

- Veillez à utiliser l'appareil dans un espace suffisant pour faciliter son utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le moniteur SV ProVu 20 cm et ses accessoires ne sont pas endommagés.

- Chargez le moniteur complètement avant utilisation. Pour les besoins de l'expédition, les moniteurs SV ProVu 20 cm sont expédiés non chargés.
- Avant de charger l'appareil, assurez-vous que tous les composants sont parfaitement secs, notamment le port micro USB. Si vous utilisez le support de moniteur sur pied, faites glisser le moniteur correctement sur le connecteur du bras articulé et vérifiez son bon positionnement.
- Si vous utilisez le support de moniteur sur table ProVu, faites glisser le moniteur correctement sur le connecteur et vérifiez son bon positionnement.
- Posez toujours le support de moniteur sur table sur une surface plate et stable.

Avertissements et mises en garde

- Le moniteur SV ProVu 20 cm et ses accessoires doivent être manipulés uniquement par du personnel ayant été formé.
- N'utilisez pas le dispositif dans un environnement d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou avec d'autres sources d'interférences élevées.
- Ne stérilisez pas le dispositif.
- L'utilisation de tout autre dispositif ou accessoire non approuvé par Flexicare peut entraîner des performances non optimales et mettre le patient en danger.
- Le moniteur SV ProVu 20 cm est conçu pour s'adapter soit sur le support de moniteur sur pied, soit sur le support de moniteur sur table. L'utilisation d'un autre dispositif peut entraîner des dommages et/ou une perte de fonction du moniteur SV ProVu 20 cm.
- Le moniteur SV ProVu 20 cm ne doit être utilisé qu'avec le SV ProVu et les accessoires ProVu.
- Débranchez toujours le moniteur SV ProVu 20 cm de son câble de chargement avant de le nettoyer.
- Assurez-vous que les recommandations de la tension du moniteur correspondent à l'alimentation électrique.
- Ne nettoyez pas le moniteur ou les accessoires du moniteur avec des produits abrasifs ou des acides minéraux.
- N'utilisez pas de stérilisants à base de composants caustiques, comme les solutions de lavage chirurgical, les solutions de peroxyde, les agents de blanchiment ou les solutions de povidone-iodée.
- Ne démontez pas le dispositif.
- Un niveau de batterie faible peut entraîner une panne soudaine sans avertissement. Vérifiez que le niveau de la batterie est suffisant avant utilisation.
- Ne modifiez pas le dispositif.
- Le dispositif n'est pas réparable.
- La batterie n'est pas amovible. N'ouvrez pas le dispositif et ne retirez pas la pile. La garantie est caduque si le dispositif a été ouvert.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Mise en place des supports SV ProVu

Reportez-vous aux instructions fournies avec le support de moniteur sur pied SV ProVu (IP0000-030) ou le support de moniteur sur table ProVu (IP0000-021).


Chargement

1. Connectez le moniteur SV ProVu 20 cm au câble de chargement, branché soit à la prise du support de moniteur sur pied ou directement à une prise de courant.
2. Lorsque le dispositif est connecté et mis en marche, l'écran affiche un témoin de charge. Si rien ne s'affiche sur l'écran, vérifiez les connexions.
3. Lorsque le dispositif est complètement chargé, le moniteur a une autonomie jusqu'à 7 heures d'utilisation continue.
4. Pour une performance optimale, maintenez le moniteur connecté à l'alimentation pendant son utilisation.
5. Si cela ne peut pas être envisageable, rechargez le dispositif entre deux utilisations ou lorsque l'écran l'indique.

Utilisation avec le SV ProVu

Pour de plus amples informations sur l'utilisation du SV ProVu, veuillez vous reporter aux instructions du SV ProVu (IP0000-042) fournies avec le SV ProVu.

1. Ajustez correctement le moniteur SV ProVu 20 cm soit sur le support de moniteur sur pied SV ProVu, soit sur le support de moniteur sur table SV ProVu, selon la préférence de l'utilisateur.
2. Appuyez sur la Touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
 - Si la capacité de charge est supérieure à 5 %, un écran bleu avec un témoin de connexion devrait s'afficher.
 - Si la capacité de charge est inférieure ou égale à 5 %, un écran bleu avec l'icône d'une batterie barrée s'affichera. Veuillez alors vous brancher à l'alimentation, le moniteur peut être rechargé pendant son utilisation simultanée avec un SV ProVu.
3. Branchez le SV ProVu au moniteur SV ProVu 20 cm à l'aide du connecteur micro USB et observez l'écran pour vérifier la réception d'une image en direct du SV ProVu.
4. Si vous utilisez le câble amplificateur réutilisable, branchez la partie coudée du câble amplificateur au moniteur et insérez la ligne de la caméra SV ProVu dans le connecteur du câble amplificateur. Pour y parvenir sans problème, alignez les points indiqués sur les câbles comme l'indique l'illustration no 4.
5. Pour mettre le moniteur SV ProVu 20 cm en mode veille, appuyez une fois brièvement sur la Touche marche/arrêt et l'écran deviendra noir. Pour quitter le mode veille, appuyez une fois brièvement sur la Touche marche/arrêt et l'image de l'écran s'affichera de nouveau.
6. Pour éteindre le moniteur SV ProVu 20 cm, appuyez sur la Touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes et l'écran s'éteindra.




Logiciel SV ProVu

Le moniteur SV ProVu 20 cm affiche plusieurs témoins à l'écran pour faciliter son utilisation.




Version du logiciel

La version du logiciel est affichée en bas de l'écran lorsque le moniteur est branché à l'alimentation.




Statut du chargement

La batterie du moniteur SV ProVu 20 cm est en cours de chargement. Le pourcentage du chargement est indiqué au centre du cercle.




Chargement complet

Le moniteur SV ProVu 20 cm est complètement chargé.




Chargement nécessaire

La batterie du moniteur est insuffisante. Veuillez recharger le dispositif via le port USB ou la station de recharge.




Connexion au SV ProVu

Branchez le moniteur SV ProVu 20 cm pour visualiser les images de la caméra.



Connexion établie avec le SV ProVu

Le moniteur SV ProVu 20 cm est connecté et l'image de la caméra est en cours de chargement.




Mise à l'arrêt

Si la Touche marche/arrêt est maintenue enfoncée pendant au moins 3 secondes, cet écran s'affichera pendant la mise à l'arrêt du dispositif.



Erreur 1

Erreur ou défaillance du logiciel. Réinitialisez le moniteur SV ProVu 20 cm en maintenant la Touche enfoncée pendant au moins 5 secondes.






Erreur 2

Erreur ou défaillance de la caméra. Remplacez le SV ProVu ou le câble amplificateur.

Statut de la batterie du SV ProVu

Pendant l'utilisation, le statut de la batterie s'affichera sur l'écran pour indiquer la puissance de la batterie restante. L'icône devient clignotante lorsque la charge de la batterie est inférieure à 20 %.



Guide de dépannage

PROBLÈME	
Aucune image n'est visible en direct	
EXPLICATIONS POSSIBLES	ACTIONS NÉCESSAIRES
Le moniteur SV ProVu 20 cm doit être rechargé	Rechargez le moniteur sur l'alimentation secteur ou par le câble micro USB. Notez que le moniteur peut être chargé pendant son utilisation.
Le moniteur SV ProVu 20 cm peut être en mode veille	Appuyez sur la Touche marche/arrêt pour réactiver le dispositif.
Le moniteur SV ProVu 20 cm est endommagé	Remplacez le moniteur SV ProVu 20 cm par un nouveau dispositif.
Le moniteur SV ProVu 20 cm est peut-être éteint	Appuyez sur la Touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
Le câble amplificateur SV ProVu est endommagé	Remplacez le câble amplificateur SV ProVu par un nouveau dispositif.
Mauvaise connexion au moniteur SV ProVu 20 cm et/ou au câble amplificateur	Débranchez et reconnectez le moniteur SV ProVu 20 cm au dispositif avec le port micro USB comme indiqué dans la section mode d'emploi.
Le SV ProVu est peut-être endommagé	Remplacez le dispositif avec un nouveau SV ProVu.
PROBLÈME	
Qualité de l'image médiocre	
EXPLICATIONS POSSIBLES	ACTIONS NÉCESSAIRES
Mauvaise connexion au moniteur SV ProVu 20 cm et/ou au câble amplificateur	Débranchez et reconnectez le moniteur SV ProVu 20 cm au dispositif avec le port micro USB comme indiqué dans la section mode d'emploi.
Le câble amplificateur SV ProVu est endommagé	Remplacez le câble amplificateur SV ProVu par un nouveau câble.
Écran sale	Essuyez-le avec un chiffon à l'IPA.
Écran humide	Essuyez-le avec un chiffon sec.
Des sécrétions peuvent être présentes sur l'objectif de la caméra	Nettoyez l'objectif de la caméra avec une serviette en microfibre propre ou remplacez le SV ProVu.
Défaut d'éclairage	Remplacez le dispositif par un nouveau SV ProVu.
Câble inséré de façon incorrecte	Vérifiez le bon ajustement des connexions.

Liste des accessoires

- Câbles et accessoires de montage
- Câble de charge
- Câble amplificateur de 2 m
- Support sur pied SV ProVu
- Support de moniteur sur table ProVu

Après utilisation

1. Débranchez le moniteur SV ProVu 20 cm de l'alimentation électrique.
2. Débranchez le SV ProVu du moniteur SV ProVu 20 cm, ou du câble amplificateur s'il est utilisé.
3. Après utilisation, mettez tous les composants à usage unique au rebut conformément aux politiques locales et/ou selon les conseils de votre prestataire de santé local.
4. Nettoyez et essuyez le moniteur SV ProVu 20 cm et le câble amplificateur (si utilisé) en vous reportant aux instructions de nettoyage.

Nettoyage

1. Portez des gants pendant toute la procédure de nettoyage.
2. Nettoyez le moniteur SV ProVu 20 cm et les accessoires réutilisables après chaque utilisation, en utilisant une lingette désinfectante, p. ex. une lingette à base d'alcool isopropylique à 70 %.
3. Inspectez le moniteur SV ProVu 20 cm et les accessoires pour détecter toute contamination. Le cas échéant, répétez les étapes 1 et 2.
4. Lorsque le moniteur SV ProVu 20 cm et les accessoires sont exempts de toute contamination, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.
5. Vérifiez si le dispositif est endommagé. S'il ne fonctionne pas, veuillez vous reporter au guide de dépannage.

Garantie

Flexicare Medical Limited garantit que le produit acheté est conforme aux spécifications indiquées sur l'étiquetage du produit et qu'il sera exempt de tout défaut de matériel et de fabrication survenant dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- une manipulation pendant le transport maritime ;
- une utilisation ou un entretien contraire à l'étiquetage et aux instructions, y compris, mais sans s'y limiter, au démontage, au retraitement et au remontage incorrects.
- une modification ou une réparation par une personne non autorisée par Flexicare Medical Limited.

Abus, mauvais usage ou dommages accidentels

Si un produit couvert par cette garantie présente des défauts au niveau des matériaux, des composants ou de la fabrication, et si le recours à la garantie est effectué pendant la période de garantie décrite ci-dessus, Flexicare Medical Limited s'engage, à son entière discrétion, à réparer ou à remplacer gratuitement le produit défectueux.

Pour retourner le produit et avant de l'envoyer en port payé à l'agent désigné de Flexicare Medical Limited, une autorisation écrite doit être obtenue de Flexicare Medical Limited.

Cette garantie remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et de conformité pour un usage particulier. L'obligation de Flexicare Medical Limited au titre de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des produits présentant un défaut.

Flexicare Medical Limited n'est pas responsable des dommages indirects ou consécutifs résultant d'un défaut du produit couvert par la garantie.

Cette garantie est régie et interprétée conformément aux conditions générales de Flexicare Medical Limited.

Glossaire des symboles

									
Référence du modèle	Numéro de série	Produit conforme à la directive 93/42/CEE	Suivre les instructions d'utilisation	Fabricant	Avertissement	Ne pas utiliser de lames pour ouvrir	Pièce appliquée de type BF	Équipement de classe II	Tenir à l'abri de la lumière directe
									
Conserver au sec	Recyclable	Collecte séparée	Courant alternatif	Courant continu	Connecteur d'alimentation Polarité centre positif	USB/Micro USB	Port alimentation secteur	Connecteur câble USB/amplificateur	

DE PROVU VIDEO STYLET 8-ZOLL-DISPLAY

Technische Daten

BILDSCHIRM	
AUFLÖSUNG (PIXEL)	800 X 1280
ORIENTIERUNG	Querformat
DISPLAY-ART	8 ZOLL
ANLAUFZEIT	Sofort
SOFTWAREVERSION	Siehe Gerätebildschirm während des Ladevorgangs
VERBINDUNGEN	
USB-VERBINDUNG	Micro-USB
STROMANSCHLUSS	DC-Stromversorgung
LAGERUNG UND TRANSPORT	
TEMPERATUR	10°C BIS 40°C (50°F BIS 104°F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	≤ 85 %, nicht kondensierend
ATMOSPHERISCHER DRUCK	700 bis 1060 hPa
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
TEMPERATUR	20°C +/-10°C
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	≤ 85 %, nicht kondensierend
ATMOSPHERISCHER DRUCK	700 bis 1060 hPa
ELEKTRISCHE LEISTUNGSBEWERTUNG DES DISPLAYS	
NETZSTROMEINGANG	Eingang: 5,0 V 1,5 A
AKKUTYP	3,7 V, 5000 mAh, Lithium-Ionen
TYPISCHE AKKU-LAUFEIT	≈ 7 STUNDEN (DAUER-EINSATZ)
TYPISCHE LADEZEIT DES AKKUS	≈ 7 STUNDEN (AB NULLLADUNG)
ELEKTRISCHE STROMBEWERTUNG DES WANDSTECKERS	
EINGANG	100-240V AC 0,5 A 50-60Hz
AUSGANG	Max. 5,2 V DC 3,0 A
ABMESSUNGEN	
BREITE X HÖHE X DICKE	205 mm x 130 mm x 25 mm
GEWICHT	396 g
STECKER	
STECKERART	110-120V mit NEMA 5-15P 3-poligem Stecker

Verwendungszweck

Das ProVu Video Stylet (ProVu VS) 8-Zoll-Display ist ein digitales Display, mit dem Live-Bilder vom ProVu Video Stylet (ProVu VS) über das Micro-USB-Kabel nur als Hilfsmittel für die Intubation von Erwachsenen in Krankenhausumgebungen gezeigt werden.

Produktbeschreibung

Das ProVu VS 8-Zoll-Display ist eine nicht sterile, wiederverwendbare Digitalanzeige zur Anzeige von Livebildern vom ProVu VS. Bei Anschluss an den ProVu VS wird vom Gerät ein Live-Video übertragen, das zur weiteren Unterstützung der Intubation des Patienten verwendet werden kann.

Das Display kann zwischen den Einsätzen oder während des Gebrauchs mit dem mitgelieferten ProVu-Ladekabel aufgeladen werden. Bei voller Aufladung bietet das ProVu VS 8-Zoll-Display eine Dauerbetriebslänge von bis zu 7 Stunden. Das Produkt kann auch über den Micro-USB-Anschluss aufgeladen werden, wenn das mitgelieferte DC-Ladegerät nicht verfügbar ist.

Flexicare empfiehlt die Modifizierung des Geräts nicht. Jegliche Versuche, dies zu tun, führen zum Ausfall des Geräts.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz für eine einfache Bedienung vorhanden ist.
- Das ProVu VS 8-Zoll-Display und das gesamte Zubehör vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Display vor Gebrauch vollständig aufladen. Bei Versandanforderungen werden die ProVu VS 8-Zoll-Displays kostenlos geliefert.
- Vor dem Aufladen sicherstellen, dass alle Komponenten, einschließlich des Micro-USB-Anschlusses, vollständig trocken sind. Bei Verwendung des Display Pole Stand das Display sicher auf den Anschluss des Gelenkarms schieben und sicherstellen, dass es vollständig aufsteht.
- Bei Verwendung des ProVu Display Table Stand das Display sicher auf den Anschluss schieben und sicherstellen, dass es vollständig aufsteht.
- Den Display Table Stand immer auf eine stabile, ebene Fläche stellen.

Warnungen

- Das ProVu VS 8-Zoll-Display und Zubehör dürfen nur von geschultem Personal verwendet werden.
- Das Gerät nicht in der Umgebung von Magnetresonanztomographie-Geräten (MR / MRT) oder anderen hohen Störquellen verwenden.
- Das Gerät nicht sterilisieren.
- Die Verwendung von Geräten und anderem Zubehör, die nicht von Flexicare zugelassen sind, kann zu einer suboptimalen Leistung führen und den Patienten gefährden.
- Das ProVu VS 8-Zoll-Display passt entweder auf den Display Pole Stand oder den Display Table Stand. Die Verwendung eines anderen Geräts kann zu Schäden und / oder Funktionsverlust des ProVu VS 8-Zoll-Displays führen.
- Das ProVu VS 8-Zoll-Display sollte nur mit dem ProVu VS und ProVu-Zubehör verwendet werden.
- Das ProVu VS 8-Zoll-Display vor dem Reinigen stets vom Ladekabel trennen.
- Sicherstellen, dass die elektrischen Spannungsempfehlungen des Displays mit den Netzteilen kompatibel sind.
- Das Display oder das Displayzubehör nicht mit Schleifmitteln oder Mineralsäuren reinigen.
- Keine Sterilisationsmittel mit ätzenden Inhaltsstoffen wie chirurgische Reinigungslösungen, Peroxidlösungen, Bleichmittel oder Povidon-Jod-Lösungen verwenden.
- Das Gerät nicht demontieren.
- Ein unzureichender Akkuladestand kann ohne Vorwarnung zu einem plötzlichen Ausfall führen. Vor dem Gebrauch den ausreichenden Akkuladestand überprüfen.
- Das Gerät nicht modifizieren.
- Gerät kann nicht gewartet werden.
- Der Akku ist nicht herausnehmbar. Akku nicht öffnen oder herausnehmen. Bei Öffnung erlischt die Garantie.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats des Anwenders und / oder Patienten gemeldet werden.

Einrichten der ProVu VS-Ständer

Die mit dem ProVu VS Pole Stand (IP0000-030) oder dem ProVu Display Table Stand (IP0000-021) gelieferten Anweisungen beachten.


Aufladen

1. Das ProVu VS 8-Zoll-Display mit dem DC-Ladekabel, das entweder an die Steckdose am Display Pole Stand oder direkt an eine Steckdose angeschlossen ist, verbinden.
2. Beim Anschließen und Einschalten wird auf dem Bildschirm eine Ladeanzeige angezeigt. Bei fehlender Anzeige dieses Bildschirms die Sicherheit der Verbindungen überprüfen.
3. Bei voller Aufladung bietet das Display eine Dauerbetriebslänge von bis zu 7 Stunden.
4. Zum Erzielen einer optimalen Leistung das Display während des Betriebs an das Ladegerät angeschlossen halten.
5. Andernfalls zwischen den Verwendungen oder nach Aufforderung auf dem Bildschirm aufladen.

Verwendung mit ProVu VS

Ausführlichere Anweisungen zur Verwendung von ProVu VS sind in der mit dem ProVu VS gelieferten ProVu VS-Bedienungsanleitung (IP0000-042) zu finden.

1. Das ProVu VS 8-Zoll-Display je nach Benutzerwunsch entweder am ProVu VS Pole Stand oder am Display Table Stand sichern.
2. Die Einschalttaste für 3 Sekunden gedrückt halten.
 - Wenn die Ladekapazität mehr als 5 % beträgt, sollte ein blauer Bildschirm mit einem Bild zur Verbindungsaufforderung angezeigt werden.
 - Wenn die Ladekapazität 5 % oder weniger beträgt, wird ein blauer Bildschirm mit dem durchgestrichenen Akkusymbol angezeigt. An das Ladegerät anschließen. Das Display kann bei gleichzeitiger Verwendung mit einem ProVu VS aufgeladen werden.
3. Den ProVu VS über den Micro-USB-Anschluss an das 8-Zoll-Display des ProVu VS anschließen und Sie auf dem Bildschirm beobachten, ob ein Livebild vom ProVu VS empfangen wird.
4. Bei Verwendung des wiederverwendbaren Verstärkerkabels den Winkel des Verstärkerkabels an das Display anschließen und die ProVu VS-Kameraleiste in den Anschluss des Verstärkerkabels stecken. Zur Sicherstellung der korrekten Durchführung die Punkte auf den Kabeln wie in Abbildung #4 gezeigt ausrichten.
5. Um das ProVu VS 8-Zoll-Display in den Standby-Modus zu versetzen, einmal schnell die Einschalttaste drücken. Der Bildschirm wird schwarz. Um aus dem Standby-Modus aufzuwachen, einmal schnell die Einschalttaste drücken, und das Bildschirmbild wird wieder angezeigt.
6. Zum Ausschalten des ProVu VS 8-Zoll-Display die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und der Bildschirm wird schwarz.




ProVu VS Software

Das ProVu VS 8-Zoll-Display verfügt über mehrere Bildschirmanweisungen, die die Verwendung erleichtern.




Softwareversion

Die Softwareversion wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.




Display wird aufgeladen

Der ProVu VS 8-Zoll-Display-Akku wird aufgeladen. Der prozentuale Ladestand wird in dem Kreis angegeben.




Aufgeladen

Das ProVu VS 8-Zoll-Display ist voll aufgeladen.




Ladeanzeige

Das Display verfügt über nicht genügend Akkuleistung. Bitte über USB oder Ladestation aufladen.



An ProVu VS anschließen

Das ProVu VS 8-Zoll-Display anschließen, um das Kamerabild anzuzeigen.




Verbunden mit ProVu VS

Das ProVu VS 8-Zoll-Display ist angeschlossen und das Kamerabild wird geladen.




Abschalten

Wenn die Einschalttaste 3 Sekunden oder länger gedrückt gehalten wird, wird dieser Bildschirm angezeigt, während das Display heruntergefahren wird.



Fehler 1

Softwarefehler oder Absturz.
Zum Zurücksetzen der ProVu VS 8-Zoll-Display-Einheit die Einschalttaste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.






Fehler 2

Kamerafehler oder Absturz.
Das ProVu VSund / oder Verstärkerkabel ersetzen.

ProVu VS Akku-Anzeige

Während des Gebrauchs erscheint die Akkuanzeige auf dem Bildschirm, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen. Das Symbol wird abwechselnd blinken, wenn die Akkuladung weniger als 20 % beträgt.



Fehlersuche

PROBLEM	
Es wird kein Livebild angezeigt	
MÖGLICHE ERKLÄRUNG	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN
Das ProVu VS 8-Zoll-Display muss aufgeladen werden	Das Display über das DC-Ladegerät oder das Micro-USB-Kabel aufladen. Beachten Sie, dass das Display während des Betriebs aufgeladen werden kann.
Das ProVu VS 8-Zoll-Display befindet sich möglicherweise im Ruhemodus.	Zur Aktivierung die Einschalttaste einmal drücken.
Das ProVu VS 8-Zoll-Display ist beschädigt.	Das ProVu VS 8-Zoll-Display durch ein neues Gerät ersetzen.
Das ProVu VS 8-Zoll-Display ist möglicherweise ausgeschaltet.	Die Einschalttaste für 3 Sekunden gedrückt halten.
Das ProVu VS-Verstärkerkabel ist beschädigt.	Das ProVu VS-Verstärkerkabel durch ein neues Gerät ersetzen.
Falsche Verbindung zum ProVu VS 8-Zoll-Display und / oder Verstärkerkabel	Das ProVu VS 8-Zoll-Display entfernen und über den Micro-USB-Anschluss gemäß der Gebrauchsanweisung wieder an das Gerät anschließen.
ProVu VS ist möglicherweise beschädigt.	Durch ein neues ProVu VS-Gerät ersetzen.
PROBLEM	
Niedrige Bildqualität	
MÖGLICHE ERKLÄRUNG	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN
Falsche Verbindung zum ProVu VS 8-Zoll-Display und / oder Verstärkerkabel	Das ProVu VS 8-Zoll-Display entfernen und über den Micro-USB-Anschluss gemäß der Gebrauchsanweisung wieder an das Gerät anschließen.
Das ProVu VS-Verstärkerkabel ist beschädigt.	Das ProVu VS-Verstärkerkabel durch ein neues Kabel ersetzen.
Schmutziger Bildschirm	Mit einem IPA-Tuch abwischen.
Feuchter Bildschirm	Mit trockenem Tuch abwischen.
Auf dem Kameraobjektiv befinden sich möglicherweise Sekrete.	Das Kameraobjektiv mit einem sauberen Mikrofasertuch reinigen oder ProVu VS ersetzen.
Beleuchtungsfehler	Durch ein neues ProVu VS-Gerät ersetzen.
Kabel falsch eingeführt	Stellen Sie vor Beginn der Behandlung sicher, dass alle Verbindungen gesichert sind.

- Vernebler und Zubehör
- Kabel & Montagezubehör
 - Ladekabel
 - 2m-Verstärkerkabel
 - ProVu VS Pole Stand
 - ProVu Display Table Stand

Verwendungszweck

1. Das ProVu VS 8-Zoll-Display von der Stromversorgung trennen.
2. ProVu VS vom ProVu VS 8-Zoll-Display oder vom Verstärkerkabel, falls verwendet, trennen.
3. Das Gerät nach Gebrauch gemäß den örtlichen Richtlinien und / oder den Anweisungen Ihres örtlichen Gesundheitsdienstleisters entsorgen.
4. Das ProVu VS 8-Zoll-Display und Verstärkerkabel (falls verwendet) gemäß den Reinigungsanweisungen reinigen und trocknen.

Reinigung

1. Während des gesamten Reinigungsvorgangs sind Handschuhe zu tragen.
2. Das ProVu VS 8-Zoll-Display und das wiederverwendbare Zubehör nach jedem Gebrauch mit einem keimtötenden Tuch, z. B. einem 70 % Isopropylalkohol-Tuch, reinigen.
3. Das ProVu VS 8-Zoll-Display und das Zubehör auf Verunreinigungen überprüfen. Falls vorhanden, die Schritte 1 und 2 wiederholen.
4. Sobald das ProVu VS 8-Zoll-Display und das Zubehör frei von Verunreinigungen sind, mit einem sauberen, trockenen Tuch abtrocknen.
5. Das Gerät auf Beschädigungen kontrollieren. Bei Nichtfunktionieren des Gerätes die Schritte zur Fehlerbehebung konsultieren.

Garantieerklärung

Flexicare Medical Limited garantiert, dass das gekaufte Produkt den gekennzeichneten Spezifikationen des Produkts entspricht und frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, die innerhalb eines (1) Jahres ab Kaufdatum auftreten.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die wie folgt verursacht wurden:

- Handhabung während des Versands.
- Verwendung oder Wartung entgegen Kennzeichnung und Anweisungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf fehlerhafte Demontage, Wiederaufbereitung und -zusammenbau.
- Änderung oder Reparatur durch Personen, die nicht von Flexicare Medical Limited autorisiert wurden.

Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder versehentliche Beschädigung

Sofern festgestellt wird, dass es sich bei einem Produkt, für das diese Garantie gilt, um fehlerhafte Materialien, Komponenten oder Verarbeitung handelt und der Garantieanspruch innerhalb der oben beschriebenen Garantiezeit geltend gemacht wird, repariert oder ersetzt Flexicare Medical Limited das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen kostenfrei.

Um das Produkt zurückzusenden, muss eine schriftliche Genehmigung von Flexicare Medical Limited eingeholt werden, bevor es frankiert an den von Flexicare Medical Limited benannten Vertreter gesendet wird.

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Verpflichtung von Flexicare Medical Limited im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch von Produkten, die einen Defekt enthalten.

Flexicare Medical Limited haftet nicht für indirekte Schäden oder Folgeschäden, die auf einen von der Garantie abgedeckten Produktfehler zurückzuführen sind.

Diese Garantie unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Flexicare Medical Limited und wird in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt.

GLOSSAR DER SYMBOLE



Katalognummer



Katalognummer



Das Produkt entspricht der Richtlinie 93/42/EWG.



Siehe Anleitung



Hergestellt von



Warnung



Zum Öffnen keine Klinge verwenden



Anwendungsteil Typ BF



Gerät der Klasse II



Von Sonnenlicht fernhalten



Trocken lagern



Recycling



Getrennte Sammlung



Wechselstrom



Gleichstrom



DC-Buchse, mittig positive Polarität



USB/Micro USB



Gleichstromanschluss



USB / Verstärkerkabelbox

IT DISPLAY PROVU VIDEO STYLET 8"

Specifiche Tecniche

DISPLAY	
RISOLUZIONE (PIXEL)	800 X 1280
ORIENTAMENTO	Orizzontale
TIPO DI DISPLAY	8"
TEMPO DI AVVIO	Immediato
VERSIONE SOFTWARE	Fare riferimento allo schermo del dispositivo durante la carica
COLLEGAMENTI	
CONNESSIONE USB	Micro USB
COLLEGAMENTO DI ALIMENTAZIONE	Alimentazione a c.c.
IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO	
TEMPERATURA	DA 10 °C A 40 °C (DA 50 °F A 104 °F)
UMIDITÀ RELATIVA	≤ 85%, senza condensa
PRESSIONE ATMOSFERICA	da 700 a 1060 hPa
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO	
TEMPERATURA	20 °C +/-10 °C
UMIDITÀ RELATIVA	≤ 85%, senza condensa
PRESSIONE ATMOSFERICA	da 700 a 1060 hPa
VALORE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DISPLAY	
INGRESSO DELL'ALIMENTAZIONE	Ingresso: 5,0 V 1,5 A
TIPO DI BATTERIA	3,7 V, 5000 mAh, a ioni di litio
AUTONOMIA DELLA BATTERIA TIPICA	≈ 7 ORE (DI USO CONTINUO)
TEMPO DI CARICA DELLA BATTERIA TIPICO	≈ 7 ORE (DA VUOTO A PIENO)
VALORE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA SPINA A PARETE	
INGRESSO	100-240 V c.a. 0,5 A 50-60 Hz
USCITA	Max 5,2 V c.c. 3,0 A
DIMENSIONI	
LARGHEZZA X ALTEZZA X SPESSORE	205mm x 130mm x 25mm
PESO	396 g
SPINA	
TIPO DI SPINA	110-120 V con spina a pin NEMA 5-15P 3

Uso previsto

Il Display ProVu Video Stylet (VS) 8" è un display digitale progettato per mostrare immagini dal vivo provenienti esclusivamente da ProVu Video Stylet (ProVu VS), tramite il cavo micro USB, come ausilio per l'intubazione degli adulti negli ambienti ospedalieri.

Descrizione del prodotto

Il Display ProVu VS 8" è un display digitale riutilizzabile non sterile progettato per la visualizzazione di immagini dal vivo da ProVu VS. Quando è collegato al ProVu VS, dal dispositivo viene trasmesso un video dal vivo che può essere utilizzato per facilitare ulteriormente l'intubazione del paziente.

Il Display può essere caricato con il cavo di alimentazione ProVu in dotazione tra un utilizzo e l'altro o durante l'uso. Quando è completamente carico, il Display ProVu VS 8" fornisce fino a 7 ore di uso continuo. Il prodotto può anche essere caricato tramite la porta micro USB se il caricabatterie c.c. In dotazione non è disponibile.

Flexicare non raccomanda la modifica del dispositivo. Qualsiasi tentativo di modifica causerà il malfunzionamento del dispositivo.

Precauzioni

- Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per un comodo funzionamento.
- Ispezionare il display ProVu VS 8" e tutti gli accessori per individuare eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Caricare completamente il display prima dell'uso. Per quanto riguarda i requisiti di spedizione, i Display ProVu VS 8" sono spediti a costo zero.
- Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che tutti i componenti siano completamente asciutti, inclusa la porta micro USB. Se si utilizza il supporto per asta del display, far scorrere il display in modo sicuro sul connettore del braccio articolato, assicurandosi che sia completamente inserito.
- Se si utilizza il supporto da tavolo per display ProVu, far scorrere il display in modo sicuro sul connettore, accertandosi che sia completamente inserito.
- Posizionare sempre il supporto da tavolo su una superficie piana e stabile.

Avvertenze e Precauzioni

- Il Display ProVu VS 8" e gli accessori devono essere utilizzati unicamente da personale qualificato.
- Non utilizzare in ambienti di risonanza magnetica (RMN, RM) o in presenza di altre fonti di interferenze elevate.
- Non sterilizzare il dispositivo.
- L'uso di dispositivi e altri accessori non approvati da Flexicare può comportare prestazioni non ottimali e mettere a rischio il paziente.
- Il Display ProVu VS 8" è progettato per adattarsi al supporto per asta del display o al supporto da tavolo del display. L'uso di un altro dispositivo può causare danni e/o perdita di funzionalità del Display ProVu VS 8".
- Il Display ProVu VS 8" deve essere utilizzato solo con gli accessori ProVu VS e ProVu.
- Scollegare sempre il Display ProVu VS 8" dal cavo di alimentazione prima di pulirlo.
- Assicurarsi che i requisiti di tensione del display siano compatibili con le fonti di alimentazione.
- Non pulire il display o gli accessori del display utilizzando agenti abrasivi o acidi minerali.
- Non utilizzare sterilizzanti con ingredienti caustici, come soluzioni di lavaggio chirurgico, soluzioni di perossido, candeggine o soluzioni di iodopovidone.
- Non smontare il dispositivo.
- Livelli di caricamento della batteria inadeguati possono causare guasti improvvisi senza preavviso. Controllare che il livello della batteria sia sufficiente prima dell'uso.
- Non modificare il dispositivo.
- Il dispositivo non è riparabile.
- La batteria non è rimovibile. Non aprire o rimuovere la batteria. La garanzia è nulla in caso di apertura.

Ogni incidente grave che si verifica in relazione al dispositivo deve essere riferito al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente è stabilito.

Impostare i supporti ProVu VS

Fare riferimento alle istruzioni fornite con il supporto per asta ProVu VS (IP0000-030) o con il supporto per tavolo ProVu (IP0000-021).


Caricamento

1. Collegare il Display ProVu VS 8" al cavo di alimentazione c.c., collegato alla presa elettrica sul supporto per asta del display o direttamente a una presa.
2. Quando il dispositivo è collegato e acceso, sullo schermo è visualizzato un indicatore di carica. Se questa schermata non viene visualizzata, controllare che i collegamenti siano ben fissati.
3. Quando è completamente carico, il Display fornisce fino a 7 ore di uso continuo.
4. Per ottenere prestazioni ottimali, mantenere collegato il Display al caricabatterie durante l'uso.
5. Se questo non è possibile, ricaricare tra un utilizzo e l'altro o quando richiesto a schermo.

Utilizzo con ProVu VS

Per istruzioni più dettagliate su come utilizzare ProVu VS, fare riferimento alle istruzioni ProVu VS (IP0000-042) fornite con il ProVu VS.

1. Fissare il Display ProVu VS 8" al supporto per asta ProVu VS o al supporto per tavolo del Display, in base alle preferenze dell'utente.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
 - Se la carica residua è superiore al 5%, comparirà una schermata blu con un'immagine di collegamento.
 - Se la carica residua è del 5% o inferiore, comparirà una schermata blu con l'icona della batteria barrata. Collegare al caricabatterie; il Display può essere ricaricato anche mentre è in uso con un ProVu VS.
3. Collegare il ProVu VS al Display ProVu VS 8" utilizzando il connettore micro USB e osservare lo schermo del display per verificare che si stia ricevendo un'immagine dal vivo dal ProVu VS.
4. Se si sta utilizzando il cavo amplificatore riutilizzabile, collegare il connettore a gomito del cavo amplificatore al Display e inserire il cavo delle telecamere ProVu VS nel connettore del cavo amplificatore. Per accertarsi che questo sia fatto in modo corretto, allineare i puntini sui cavi come mostrato in figura 4:
5. Per mettere il Display ProVu VS 8" in modalità standby, premere rapidamente il pulsante di accensione una volta e lo schermo diventerà nero. Per uscire dalla modalità standby, premere rapidamente il pulsante di accensione una volta e l'immagine ricomparirà sullo schermo.
6. Per spegnere il Display ProVu VS 8", premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e lo schermo diventerà nero.




Software ProVu VS

Il Display ProVu VS 8" dispone di vari prompt a schermo per assistere l'utente.




Versione software

La versione software viene visualizzata nella parte inferiore del display quando il dispositivo è collegato all'alimentazione.




Display in carica

La batteria del Display ProVu VS 8" è in carica. La percentuale di carica è indicata nel cerchio.




Carico

Il Display ProVu VS 8" è completamente carico.




Caricare il Display

La carica del display è insufficiente. Ricaricare tramite USB o base di ricarica.



Collegare a ProVu VS

Collegare al Display ProVu VS 8" per visualizzare l'immagine della telecamera.




Collegato a ProVu VS

Il Display ProVu VS 8" è collegato e l'immagine della telecamera è in caricamento.




Spegnimento

Se viene premuto il pulsante di accensione per 3 secondi o più, verrà visualizzata questa schermata mentre il display si spegne.



Errore 1

Crash o errore software. Reimpostare l'unità Display ProVu VS 8" tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi o più.






Errore 2

Crash o errore telecamera. Sostituire il ProVu VS e/o il cavo amplificatore

Indicatore batteria ProVu VS

Durante l'uso, l'indicatore della batteria appare sullo schermo per mostrare la carica della batteria rimanente. L'icona comincerà a lampeggiare quando la carica della batteria è inferiore al 20%.



Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	
Nessuna immagine dal vivo visualizzata	
POSSIBILE SPIEGAZIONE	AZIONE RICHIESTA
Il Display ProVu VS 8" deve essere ricaricato	Ricaricare il display tramite il caricabatterie c.c. o il cavo micro USB. Notare che il display può essere ricaricato durante l'uso.
Il Display ProVu VS 8" potrebbe essere in modalità di sospensione	Premere il pulsante di accensione una volta sola per riattivarlo.
Il Display ProVu VS 8" è danneggiato	Sostituire il Display ProVu VS 8" con un nuovo dispositivo.
Il Display ProVu VS 8" potrebbe essere spento	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
Il cavo amplificatore del ProVu VS è danneggiato	Sostituire il cavo amplificatore del ProVu VS con un nuovo dispositivo.
Collegamento non corretto al Display ProVu VS 8" e/o al cavo amplificatore	Rimuovere e ricollegare il Display ProVu VS 8" al dispositivo tramite la porta micro USB come mostrato nella sezione delle istruzioni per l'uso.
Il ProVu VS può essere danneggiato	Sostituirlo con un nuovo dispositivo ProVu VS.
PROBLEMA	
Bassa qualità delle immagini	
POSSIBILE SPIEGAZIONE	AZIONE RICHIESTA
Collegamento non corretto al Display ProVu VS 8" e/o al cavo amplificatore	Rimuovere e ricollegare il Display ProVu VS 8" al dispositivo tramite la porta micro USB come mostrato nella sezione delle istruzioni per l'uso.
Il cavo amplificatore del ProVu VS è danneggiato	Sostituire il cavo amplificatore del ProVu VS con un nuovo cavo.
Schermo sporco	Asciugare con un panno IPA (alcol isopropilico).
Schermo umido	Asciugare con un panno asciutto.
Possono esserci secrezioni sull'obiettivo della telecamera	Pulire l'obiettivo della telecamera con un asciugamano pulito in microfibra o sostituire il ProVu VS.
Guasto illuminazione	Sostituire con un nuovo ProVu VS.
Cavo inserito in maniera errata	Verificare che tutti i collegamenti siano saldi.

Elenco degli accessori

- Cavi e accessori di montaggio
- Cavo di alimentazione
- Cavo amplificatore da 2 m
- Supporto asta ProVu VS
- Supporto tavolo Display ProVu

Dopo l'utilizzo

1. Scollegare il Display ProVu VS 8" dall'alimentazione.
2. Scollegare il ProVu VS dal Display ProVu VS 8", o dal cavo amplificatore se viene utilizzato.
3. Dopo l'uso, smaltire tutti i componenti monouso in conformità alle normative locali e/o come suggerito dall'operatore sanitario locale.
4. Pulire ed asciugare il Display ProVu VS 8" e il cavo amplificatore (se utilizzato) facendo riferimento alle istruzioni di pulizia.

Pulizia

1. Indossare i guanti durante tutta la procedura di pulizia.
2. Pulire il Display ProVu VS 8" e gli accessori riutilizzabili dopo ciascun utilizzo utilizzando un detergente germicida, ad es. una salvietta imbevuta di alcool isopropilico al 70%.
3. Ispezionare il Display ProVu VS 8" e gli accessori per individuare eventuali tracce di contaminazione. In caso siano presenti, ripetere le operazioni descritte ai punti 1 e 2.
4. Una volta che il Display ProVu VS 8" e gli accessori sono liberi da contaminanti, asciugare completamente con un panno asciutto.
5. Controllare che il dispositivo non sia danneggiato. Se il dispositivo non funziona, vedere i passaggi per la risoluzione dei problemi

Dichiarazione di garanzia

Flexicare Medical Limited garantisce che il prodotto acquistato soddisfa le specifiche etichettate del prodotto e sarà privo di difetti nei materiali e nella lavorazione che possano verificarsi entro un (1) anno dalla data di acquisto.

La presente garanzia non copre i danni causati da:

- Manipolazione durante la spedizione
- Uso o manutenzione contrari all'etichettatura e alle istruzioni, compreso, in via non limitativa, smontaggio, ricondizionamento e riassettaggio errati.
- Modifiche o riparazioni effettuate da chiunque non sia autorizzato da Flexicare Medical Limited.

Abuso, uso improprio o danni accidentali

Se un prodotto coperto dalla presente garanzia risulta presentare materiali, componenti o lavorazione difettosi e la richiesta di garanzia è presentata entro il periodo di garanzia sopra descritto, Flexicare Medical Limited, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto difettoso gratuitamente.

È necessario ottenere l'autorizzazione scritta di Flexicare Medical Limited per la restituzione del prodotto prima di inviarlo con spedizione pagata all'agente designato di Flexicare Medical Limited.

La presente garanzia vale in luogo di tutte le altre garanzie esplicite o implicite incluse, tra le altre, le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità ad uno scopo particolare. L'obbligo di Flexicare Medical Limited ai sensi della presente garanzia è limitato alla riparazione o alla sostituzione di prodotti contenenti un difetto.

Flexicare Medical Limited non è responsabile per eventuali danni indiretti o conseguenti derivanti da un difetto del prodotto coperto dalla garanzia.

La presente garanzia sarà regolata e interpretata in accordo con i Termini e le condizioni di Flexicare Medical Limited.

Glossario dei simboli

Numero di catalogo	Numero di serie	Prodotto conforme alla Direttiva 93/42/CEE	Fare riferimento al libretto/manuale di istruzioni	Produttore	Attenzione	Non utilizzare oggetti affilati per aprire	Parte applicata di tipo BF	Apparecchiatura di Classe II	Proteggere dalla luce del sole
Conservare al riparo dall'umidità	Riciclo	Raccolta differenziata	Corrente alternata	Corrente continua	Polarità jack c.c. positiva centrale	USB/Micro USB	Porta di alimentazione c.c.	Scatola cavo amplificatore/USB	

RO AFIŞAJ PROVU VIDEO STYLET 8"

Specificații tehnice

AFIŞAJ	
REZOLUȚIE (PIXELI)	800 X 1280
ORIENTARE	Peisaj
TIP AFIŞAJ	8"
TIMP DE PORNIRE	Imediat
VERSIUNE DE SOFTWARE	Consultați ecranul dispozitivului în timpul încărcării
CONEXIUNI	
CONEXIUNE USB	Micro USB
CONEXIUNE DE ALIMENTARE	Alimentare cu c.c.
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT	
TEMPERATURĂ	ÎNTRE 10 °C ȘI 40 °C (ÎNTRE 50 °F ȘI 104 °F)
UMIDITATE RELATIVĂ	≤85%, fără condens
PRESIUNE ATMOSFERICĂ	între 700 hPa și 1060 hPa
CONDIȚII DE OPERARE	
TEMPERATURĂ	20 °C +/-10 °C
UMIDITATE RELATIVĂ	≤85%, fără condens
PRESIUNE ATMOSFERICĂ	între 700 hPa și 1060 hPa
PUTERE ELECTRICĂ NOMINALĂ AFIŞAJ	
INTRARE ALIMENTARE	Intrare: 5,0 V 1,5 A
TIPUL BATERIEI	3,7 V, 5000 mAh, litiu-ion
DURATĂ DE FUNCȚIONARE TIPICĂ BATERIE	≈ 7 ORE (DE UTILIZARE CONTINUĂ)
DURATĂ DE ÎNCĂRCARE TIPICĂ BATERIE	≈ 7 ORE (DE LA NIVEL DE ÎNCĂRCARE ZERO)
PUTERE ELECTRICĂ NOMINALĂ ȘTECĂR DE PERETE	
INTRARE	100-240 V c.a. 0,5 A 50-60 Hz
IEȘIRE	Max. 5,2 V c.c. 3,0 A
DIMENSIUNI	
LĂȚIME X ÎNĂLȚIME X GROSIME	205 mm x 130 mm x 25 mm
GREUTATE	396 g
ȘTECĂR	
TIP ȘTECĂR	Ștecăr de 110-120 V cu 3 pini NEMA 5-15P

Scopul utilizării

Afișajul ProVu Video Stylet (VS) 8" este un afișaj digital conceput să redea imagini în timp real numai de la ProVu Video Stylet (ProVu VS), prin intermediul cablului micro USB, pentru a ajuta la intubarea adulților în mediu spitalicesc.

Descrierea produsului

Afișajul ProVu VS 8" este un afișaj digital nesteril, reutilizabil, conceput pentru afișarea în timp real a imaginilor provenite de la ProVu VS. Când este conectat la ProVu VS, un flux video este transmis în timp real de la dispozitiv, acesta putând fi folosit pentru a ajuta suplimentar la intubarea pacientului.

Afișajul poate fi încărcat cu ajutorul cablului de încărcare ProVu furnizat, între utilizări sau în timpul utilizării. Când este complet încărcat, afișajul ProVu VS 8" va asigura până la 7 ore de utilizare continuă. Produsul poate fi încărcat, de asemenea, prin portul micro USB în cazul în care încărcătorul cu c.c. furnizat nu este disponibil.

Flexicare nu recomandă modificarea dispozitivului. Orice încercare de a proceda astfel va duce la defectarea dispozitivului.

Precauții

- Asigurați-vă că aveți spațiu suficient pentru o operare ușoară.
- Inspectați afișajul ProVu VS 8" și toate accesoriile pentru a depista eventualele deteriorări înainte de fiecare utilizare.
- Încărcați complet afișajul înainte de utilizare. Pentru a respecta condițiile de expediere, afișajele ProVu VS 8" sunt expediate neîncărcate.
- Înainte de încărcare, asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate, inclusiv portul micro USB. Dacă folosiți suportul cu picior pentru afișaj, glisați bine afișajul pe conectorul brațului articulată, asigurându-vă că este complet în poziție.
- Dacă folosiți suportul de masă pentru afișaj, glisați bine afișajul pe conector, asigurându-vă că este complet în poziție.
- Așezați întotdeauna suportul de masă pentru afișaj pe o suprafață plană și stabilă.

Atenționări și precauții

- Afișajul ProVu VS 8" și accesoriile trebuie utilizate numai de către personal instruit.
- Nu utilizați în medii de imigistică prin rezonanță magnetică (RM/IRM) sau alături de alte surse de interferență puternică.
- Nu resterilizați dispozitivul.
- Utilizarea dispozitivelor și altor accesorii care nu sunt aprobate de către Flexicare poate avea ca rezultat performanțe suboptime și poate expune pacientul unor riscuri.
- Afișajul ProVu VS 8" este conceput pentru a fi montat fie pe suportul cu picior pentru afișaj, fie pe suportul de masă pentru afișaj. Utilizarea altui dispozitiv poate avea ca rezultat deteriorarea și/sau pierderea funcțiilor afișajului ProVu VS 8".
- Afișajul ProVu VS 8" trebuie utilizat numai împreună cu accesoriile ProVu VS și ProVu.
- Deconectați întotdeauna afișajul ProVu VS 8" de la cablul de încărcare înainte de curățare.
- Asigurați-vă că recomandările afișajului privind tensiunea sunt compatibile cu sursele de alimentare.
- Nu curățați afișajul sau accesoriile afișajului folosind agenți abrazivi sau acizi minerali.
- Nu utilizați substanțe de sterilizare care conțin ingrediente caustice, precum soluții de curățare chirurgicale, soluții pe bază de peroxid, înălbitori sau soluții de iod-povidonă.
- Nu dezamblați dispozitivul.
- Un nivel inadecvat de încărcare a bateriei poate determina nefuncționarea subită, fără avertisment. Verificați că nivelul de încărcare a bateriei este suficient înainte de utilizare.
- Nu modificați dispozitivul.
- Dispozitivul nu poate fi supus activităților de service.
- Bateria nu poate fi îndepărtată. Nu deschideți și nu îndepărtați bateria. Dacă deschideți, garanția devine nulă.

Orice incident grav care apare în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru de reședință al utilizatorului și/sau pacientului.

Configurarea suporturilor ProVu VS

Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu suportul cu picior ProVu VS (IP0000-030) sau suportul de masă pentru afișaj ProVu (IP0000-021).


Încărcare

1. Conectați afișajul ProVu VS 8" la cablul de încărcare cu c.c., conectat fie la priza de pe suportul cu picior pentru afișaj, fie la o priză de perete.
2. Când este conectat și pornit, pe ecran se afișează un indicator de încărcare. Dacă nu se afișează nimic pe ecran, verificați conexiunile.
3. Când este complet încărcat, afișajul va asigura până la 7 ore de utilizare continuă.
4. Pentru performanțe optime, mențineți afișajul conectat la încărcător în timpul utilizării.
5. Dacă nu este fezabil, reîncărcați între utilizări sau când mesajul apare pe ecran.

Utilizarea împreună cu ProVu VS

Pentru instrucțiuni mai detaliate privind utilizarea ProVu VS, consultați instrucțiunile ProVu VS (IP0000-042) furnizate împreună cu ProVu VS.

1. Fixați afișajul ProVu VS 8" fie pe suportul cu picior pentru afișaj ProVu VS, fie pe suportul de masă pentru afișaj, conform preferințelor utilizatorului.
2. Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde.
 - În cazul în care capacitatea de încărcare este mai mare de 5%, ar trebui să apară un ecran albastru cu o mesaj vizual care solicită conexiunea.
 - În cazul în care capacitatea de încărcare este mai mică de 5%, va apărea un ecran albastru cu o pictogramă baterie barată cu o linie. Vă rugăm să conectați la încărcător; afișajul poate fi încărcat cât timp este utilizat simultan cu un ProVu VS.
3. Conectați ProVu VS la afișajul ProVu VS 8" folosind conectorul micro USB și observați ecranul afișajului pentru a verifica dacă se primesc imagini în timp real de la ProVu VS.
4. Dacă se folosește cablul amplificator reutilizabil, conectați cotel cablului amplificator la afișaj și introduceți linia camerei ProVu VS la conectorul cablului amplificator. Pentru a vă asigura că operațiunea a fost efectuată corect, aliniați punctele de pe cabluri așa cum se arată în imaginea nr. 4.
5. Pentru a pune afișajul ProVu VS 8" în modul de așteptare, apăsați butonul de alimentare o dată, rapid, și ecranul se va întuneca. Pentru a ieși din modul de așteptare, apăsați butonul de alimentare o dată, rapid, și imaginea va apărea din nou pe ecran.
6. Pentru a opri afișajul ProVu VS 8", țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde și ecranul se va întuneca.




Software ProVu VS

Afișajul ProVu VS 8" are câteva mesaje care apar pe ecran pentru asistență la utilizare.




Versiune de software

Versiunea de software este afișată în partea de jos a afișajului, când acesta este conectat la sursa de alimentare.




Afișajul se încarcă

Bateria afișajului ProVu VS 8" se încarcă. Procentajul de încărcare este indicat în cerc.




Încărcat

Afișajul ProVu VS 8" este complet încărcat.




Încărcați afișajul

Afișajul are un nivel de încărcare a bateriei insuficient. Vă rugăm să încărcați prin USB sau stația de încărcare.




Conectați la ProVu VS

Conectați afișajul ProVu VS 8" pentru a vizualiza imaginea de la cameră.



Conectat la ProVu VS

Afișajul ProVu VS 8" este conectat și imaginea de la cameră se încarcă.




Oprire

Dacă butonul de alimentare este ținut apăsat timp de 3 secunde sau mai mult, va fi afișat acest ecran cât timp afișajul se oprește.



Eroare 1

Eroare de software sau avarie. Resetați unitatea de afișaj ProVu VS 8" ținând apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde sau mai multe.






Eroare 2

Eroare de cameră sau avarie. Înlocuiți ProVu VS și/sau cablul amplificator.

Indicatorul de baterie al ProVu VS

În timpul utilizării, indicatorul de baterie apare pe ecran pentru a afișa capacitatea rămasă a bateriei. Pictograma se va modifica pentru a lumina intermitent când nivelul de încărcare a bateriei este mai mic de 20%.



Depanare

PROBLEMĂ	
EXPLICAȚIE POSIBILĂ	ACȚIUNE NECESARĂ
Afișajul ProVu VS 8" trebuie încărcat	Încărcați afișajul cu încărcătorul de c.c. sau cablul micro USB. Rețineți că afișajul poate fi încărcat cât timp este utilizat.
Afișajul ProVu VS 8" ar putea fi în modul de repaus	Apăsăți butonul de alimentare o dată pentru a activa.
Afișajul ProVu VS 8" este deteriorat	Înlocuiți afișajul ProVu VS 8" cu un dispozitiv nou.
Afișajul ProVu VS 8" ar putea fi oprit	Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde.
Cablul amplificator ProVu VS este deteriorat	Înlocuiți cablul amplificator ProVu VS cu un dispozitiv nou.
Conexiune incorectă la afișajul ProVu VS 8" și/ sau cablul amplificator	Îndepărtați și reconectați afișajul ProVu VS 8" la dispozitiv prin portul micro USB, așa cum se arată în secțiunea Instrucțiuni de utilizare.
ProVu VS ar putea fi deteriorat	Înlocuiți cu un dispozitiv ProVu VS nou.
PROBLEMĂ	
EXPLICAȚIE POSIBILĂ	ACȚIUNE NECESARĂ
Conexiune incorectă la afișajul ProVu VS 8" și/ sau cablul amplificator	Îndepărtați și reconectați afișajul ProVu VS 8" la dispozitiv prin portul micro USB, așa cum se arată în secțiunea Instrucțiuni de utilizare.
Cablul amplificator ProVu VS este deteriorat	Înlocuiți cablul amplificator ProVu VS cu un cablu nou.
Ecranul este murdar	Ștergeți cu o lavetă cu alcool izopropilic (IPA).
Ecranul este umed	Ștergeți cu o lavetă uscată.
Se poate ca lentila camerei să aibă secreții pe ea	Curățați lentila camerei cu o lavetă de microfibră curată sau înlocuiți ProVu VS.
Defecțiune de iluminare	Înlocuiți cu un ProVu VS nou.
Cablul este introdus incorect	Asigurați-vă că toate conexiunile sunt fixate.

Lista accesoriilor

- Cabluri și accesorii de montare
- Cablu de încărcare
- Cablu amplificator 2 m
- Suport cu picior ProVu VS
- Suport de masă pentru afișaj ProVu

După utilizare

1. Deconectați afișajul ProVu VS 8" de la sursa de alimentare.
2. Deconectați ProVu VS de la afișajul ProVu VS 8" sau de la cablul amplificator dacă se utilizează.
3. După utilizare, eliminați toate componentele de unică folosință în conformitate cu politicile locale și/sau conform recomandării furnizorului de îngrijiri medicale local.
4. Curățați și uscați afișajul ProVu VS 8" și cablul amplificator (dacă se utilizează), consultând instrucțiunile de curățare.

Curățare

1. Purtați mănuși pe toată durata procedurii de curățare.
2. Curățați afișajul ProVu VS 8" și accesoriiile reutilizabile după fiecare utilizare, folosind o lavetă cu germicid, de exemplu o lavetă cu alcool izopropilic 70%.
3. Inspectați afișajul ProVu VS 8" și accesoriiile pentru a depista eventualele semne de contaminare. Dacă acestea sunt prezente, repetați pașii 1 și 2.
4. După ce afișajul ProVu VS 8" și accesoriiile nu mai prezintă semne de contaminare, curățați cu o lavetă curată și uscată.
5. Verificați dispozitivul pentru a depista eventualele deteriorări. Dacă dispozitivul nu funcționează, consultați paginile de depanare.

Declarația privind garanția

Flexicare Medical Limited garantează că produsul achiziționat îndeplinește specificațiile de pe eticheta produsului și că nu prezintă defecte de materiale și manoperă care să apară în decurs de un (1) an de la data achiziției.

Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de:

- Manipularea în timpul expedierii.
- Utilizarea sau întreținerea într-o manieră care contravine etichetei și instrucțiunilor, inclusiv dar fără limitare la dezasamblarea incorectă, re prelucrarea și reasamblarea.
- Modificarea sau repararea de către orice persoană care nu este autorizată de către Flexicare Medical Limited.

Abuzul, utilizarea necorespunzătoare sau deteriorarea accidentală

Dacă se constată că produsul acoperit de prezenta garanție prezintă defecte de materiale, componente sau manoperă, iar revendicarea garanției se face în perioada de garanție descrisă mai sus, Flexicare Medical Limited, la latitudinea sa, va repara sau înlocui produsul defect în mod gratuit.

Trebuie să se obțină autorizația scrisă din partea Flexicare Medical Limited pentru a returna produsul înainte ca acesta să fie trimis prin colet poștal prețimbrat către agentul desemnat de Flexicare Medical Limited.

Această garanție se oferă în locul tuturor altor garanții, explicate sau implicite, inclusiv, dar fără limitare, la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop. Obligația Flexicare Medical Limited în temeiul prezentei garanții este limitată la repararea sau înlocuirea produselor care prezintă un defect.

Flexicare Medical Limited nu își asumă responsabilitatea pentru nicio daună indirectă sau pe cale de consecință care rezultă dintr-un produs defect acoperit de garanție.

Această garanție va fi guvernată și interpretată în conformitate cu Termenii și condițiile Flexicare Medical Limited.

Glosarul simbolurilor

Număr catalog	Număr de serie	Produs conform cu Directiva 93/42/CEE	Consultați Manualul/ broșura de instrucțiuni	Fabricantul	Atenție	A nu se utiliza o lamă pentru deschidere	Piesă aplicată tip BF	Echipament clasa II	A se feri de lumina solară
A se păstra uscat	A se recicla	Colectare separată	Curent alternativ	Curent continuu	Polaritate jack c.c. centru-positivă	USB/Micro USB	Port de alimentare c.c.	Casetă USB/cablul amplificator	

ES MONITOR DE 8 PULGADAS PARA VIDEOESTILETE PROVU

Especificaciones del producto

MONITOR	
RESOLUCIÓN (PÍXELES)	800 X 1280
ORIENTACIÓN	Horizontal
TIPO DE MONITOR	8 PULGADAS
TIEMPO DE ENCENDIDO	Inmediato
VERSIÓN DEL SOFTWARE	Visible en la pantalla del dispositivo durante la carga
CONEXIONES	
CONEXIÓN USB	Micro USB
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN	Alimentación DC
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	
TEMPERATURA	DE 10 °C A 40 °C (50 °F A 104 °F)
HUMEDAD RELATIVA	≤ 85 %, sin condensación
PRESIÓN ATMOSFÉRICA	De 700 a 1060 hPa
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	
TEMPERATURA	20 °C +/-10 °C
HUMEDAD RELATIVA	≤ 85 %, sin condensación
PRESIÓN ATMOSFÉRICA	De 700 a 1060 hPa
ESPECIFICACIONES DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL MONITOR	
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN	Alimentación: 5,0V 1,5A
TIPO DE BATERÍA	3,7V, 5000 mAh, iones de litio
TIEMPO MEDIO DE AUTONOMÍA DE LA BATERÍA	≈ 7 HORAS (DE USO CONTINUO)
TIEMPO MEDIO DE CARGA DE LA BATERÍA	≈ 7 HORAS (A PARTIR DE DESCARGA TOTAL)
ESPECIFICACIONES DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL ENCHUFE DE PARED	
CORRIENTE DE ENTRADA	100-240V AC 0,5A 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	Máx. 5,2V DC 3,0A
DIMENSIONES	
ANCHO X ALTO X ESPESOR	205 mm x 130 mm x 25 mm
PESO	396 g
ENCHUFE	
TIPO DE ENCHUFE	Enchufe NEMA 5-15P, 110-120V, con 3 clavijas

Finalidad

El monitor de 8 pulgadas para videoestilete ProVu (VS) es una pantalla digital diseñada para mostrar imágenes en directo procedentes únicamente del videoestilete ProVu (ProVu VS), a través del cable micro USB, para favorecer la intubación de pacientes adultos en entornos hospitalarios.

Descripción del producto

El monitor de 8 pulgadas ProVu VS es una pantalla digital no estéril y reutilizable diseñada para mostrar imágenes procedentes del videoestilete ProVu VS. Al conectarse a ProVu VS, el dispositivo transmite un vídeo en directo que puede proporcionar asistencia adicional durante la intubación del paciente.

El monitor puede cargarse utilizando el cable de carga de ProVu incluido, entre uso y uso o mientras se está utilizando. Cuando está totalmente cargado, el monitor de 8 pulgadas ProVu VS ofrece hasta 7 horas de uso continuo. También es posible cargar el dispositivo mediante el puerto micro USB si no dispone del cargador DC.

Flexicare no recomienda realizar ninguna modificación en el dispositivo. Dichos intentos provocarán fallos en el dispositivo.

Precauciones

- Asegúrese de que dispone de espacio suficiente para manejar el dispositivo con facilidad.
- Examine el monitor de 8 pulgadas ProVu VS y sus accesorios y compruebe que no estén dañados antes de cada uso.
- Cargue el monitor por completo antes de utilizarlo. Debido a los requisitos de envío, los monitores de 8 pulgadas ProVu VS se entregan sin carga.
- Antes de cargar el dispositivo, asegúrese de que todos los componentes están completamente secos, incluido el puerto micro USB. Si está utilizando el soporte de pie, coloque la pantalla de manera segura en el conector del brazo articulado, asegurándose de que esté completamente encajada.
- Si está utilizando el soporte de mesa, coloque el monitor de manera segura en el conector, asegurándose de que esté completamente encajado.
- Asegúrese siempre de colocar el soporte de mesa para el monitor sobre una superficie estable y lisa.

Advertencias

- El monitor de 8 pulgadas ProVu VS y sus accesorios solamente deben ser utilizados por personal cualificado.
- No utilizar en entornos de obtención de imágenes por resonancia magnética (RM/IRM) o con otros dispositivos que tengan un alto grado de interferencia.
- No esterilice el dispositivo.
- El uso de dispositivos y otros accesorios que no hayan sido aprobados por Flexicare puede afectar al funcionamiento del aparato y suponer un riesgo para el paciente.
- El monitor de 8 pulgadas ProVu VS está diseñado para encajar tanto en el soporte de pie como en el soporte de mesa. El uso de cualquier otro soporte podría provocar daños o afectar al funcionamiento del monitor de 8 pulgadas ProVu VS.
- El monitor de 8 pulgadas ProVu VS y sus accesorios solamente deben ser utilizados en combinación con el videoestilete ProVu VS y los accesorios ProVu.
- Asegúrese de desconectar siempre el monitor de 8 pulgadas ProVu VS del cable de carga antes de limpiarlo.
- Asegúrese de que las recomendaciones relativas a la corriente suministrada al monitor son compatibles con el suministro eléctrico.
- No limpie el monitor o sus accesorios utilizando agentes abrasivos o ácidos minerales.
- No utilice esterilizantes con sustancias cáusticas, como productos de limpieza para material quirúrgico, soluciones con peróxido, lejía o soluciones con povidona yodada.
- No desmonte el dispositivo.
- Los niveles bajos de batería pueden provocar fallos repentinos sin previo aviso. Compruebe que el dispositivo tenga batería suficiente antes de utilizarlo.
- No modifique el dispositivo.
- El dispositivo solamente puede ser reparado por personal cualificado.
- La batería no es extraíble. No abra la batería ni la extraiga. Si lo hace, la garantía quedará anulada.

Cualquier accidente grave que se produzca en relación con el uso de este dispositivo debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro del usuario o del paciente.

Colocación de los soportes ProVu VS

Consulte las instrucciones del soporte de pie ProVu VS (IP0000-030) or el soporte de mesa ProVu (IP0000-021).


Carga

1. Conecte el monitor de 8 pulgadas ProVu VS al cable de carga DC, que debe estar conectado al enchufe del soporte de pie para el monitor o directamente a una toma de corriente.
2. Una vez conectado y encendido, el monitor mostrará el nivel de carga. Si no se muestra esta pantalla, compruebe que las conexiones se hayan realizado correctamente.
3. Cuando está totalmente cargado, el monitor ofrece hasta 7 horas de uso continuo.
4. Para que su rendimiento sea óptimo, mantenga el monitor conectado al cargador durante su uso.
5. Si esto no fuera posible, recargue el monitor entre uso y uso o cuando aparezca indicado en la pantalla.

Uso en combinación con el videoestilete ProVu VS

Para obtener instrucciones más detalladas sobre el uso del videoestilete ProVu VS, consulte las instrucciones de ProVu VS (IP0000-042) proporcionadas con el dispositivo.

1. Coloque el monitor de 8 pulgadas ProVu VS en el soporte de pie o el soporte de mesa, según las preferencias del usuario.
2. Mantenga presionando el botón de encendido durante 3 segundos.
 - Si el nivel de carga es superior al 5 %, aparecerá una pantalla azul que le indicará que puede establecer la conexión.
 - Si el nivel de carga es del 5 % o inferior, aparecerá una pantalla azul con el símbolo de la batería tachado con una barra. Cargue el dispositivo; el monitor puede cargarse mientras se está utilizando con el videoestilete ProVu VS.
3. Conecte el videoestilete ProVu VS al monitor de 8 pulgadas ProVu VS utilizando el conector micro USB y compruebe que la pantalla muestre una imagen en directo procedente del videoestilete ProVu VS.
4. Si está utilizando el cable amplificador, conecte el conector acodado del cable amplificador al monitor e inserte el cable de la cámara del videoestilete ProVu VS en el conector del cable amplificador. Para asegurarse de hacerlo correctamente, alinee los puntos que aparecen en los cables tal y como se muestra en la imagen n.º 4.
5. Para activar al modo de espera del monitor de 8 pulgadas ProVu VS, presione el botón de encendido rápidamente una sola vez y la pantalla se volverá negra. Para desactivar al modo de espera, presione el botón de encendido rápidamente una sola vez y la imagen volverá a aparecer.
6. Para apagar el monitor de 8 pulgadas ProVu VS, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y la pantalla se volverá negra.




Software de ProVu VS

El monitor de 8 pulgadas ProVu VS le mostrará las siguientes indicaciones en pantalla para facilitar su uso.




Versión del software

La versión del software aparece en la parte inferior de la pantalla cuando el dispositivo está cargando.




Dispositivo cargando

El monitor de 8 pulgadas ProVu VS se está cargando. El porcentaje de carga aparecerá en el círculo.




Cargado

El monitor de 8 pulgadas ProVu VS está completamente cargado.




Cargue el dispositivo

El monitor no tiene suficiente batería. Carguelo utilizando el puerto USB o el puerto de carga.




Conectar a ProVu VS

Conecte el monitor de 8 pulgadas ProVu VS para visualizar la imagen de la cámara.



Conectado a ProVu VS

El monitor de 8 pulgadas ProVu VS está conectado y la imagen está cargando.




Apagar

Si mantiene el botón de encendido pulsado durante 3 o más segundos, se mostrará esta pantalla mientras el dispositivo se apaga.



Error 1

Error o fallo de software. Reinicie el monitor de 8 pulgadas ProVu VS presionando el botón de encendido durante 5 segundos o más.






Error 2

Error o fallo de la cámara. Sustituya el videoestilete ProVu VS o el cable amplificador.

Indicador de batería de ProVu VS

Durante el uso, el indicador de batería aparecerá en la pantalla indicando el nivel de batería disponible. El icono empezará a parpadear cuando el nivel de batería esté por debajo del 20 %.



Resolución de problemas

PROBLEMA	
No se reproduce la imagen en directo	
POSIBLE EXPLICACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA
Debe cargar el monitor de 8 pulgadas ProVu VS	Cargue el dispositivo utilizando el cargador DC o el cable micro USB. Recuerde que el monitor puede cargarse mientras se está utilizando.
Es posible que el monitor de 8 pulgadas ProVu VS esté en modo de suspensión	Presione el botón de encendido rápidamente una sola vez para volver a activar la pantalla.
El monitor de 8 pulgadas ProVu VS está dañado	Sustituya el monitor de 8 pulgadas ProVu VS por un dispositivo nuevo.
Puede apagar el monitor de 8 pulgadas ProVu VS	Mantenga presionando el botón de encendido durante 3 segundos.
El cable amplificador de ProVu VS está dañado	Sustituya el cable amplificador ProVu VS por uno nuevo.
El monitor de 8 pulgadas ProVu VS o el cable amplificador no están conectados correctamente	Desconecte y vuelva a conectar el monitor de 8 pulgadas ProVu VS al dispositivo a través del puerto micro USB tal y como se indica en la sección de instrucciones de uso.
Es posible que ProVu VS esté dañado	Sustituya el dispositivo ProVu VS por un nuevo dispositivo.
PROBLEMA	
Imagen de mala calidad	
POSIBLE EXPLICACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA
El monitor de 8 pulgadas ProVu VS o el cable amplificador no están conectados correctamente	Desconecte y vuelva a conectar el monitor de 8 pulgadas ProVu VS al dispositivo a través del puerto micro USB tal y como se indica en la sección de instrucciones de uso.
El cable amplificador de ProVu VS está dañado	Sustituya el cable amplificador ProVu VS por uno nuevo.
Pantalla sucia	Limpie la pantalla con una toallita de alcohol isopropílico.
Pantalla húmeda	Seque la pantalla con un paño seco.
Es posible que la lente de la cámara tenga algún tipo de secreción	Limpie la lente de la cámara con un paño de microfibra limpio o sustituya el videoestilete ProVu VS.
Fallo de iluminación	Sustituya el dispositivo ProVu VS por un nuevo dispositivo.
El cable no está correctamente insertado	Asegúrese de que todas las conexiones estén bien fijadas.

Lista de accesorios

- Cables y accesorios de montaje
- Cable de carga
- Cable amplificador de 2 m
- Soporte de pie ProVu VS
- Soporte de mesa para monitor ProVu

Después de su uso

1. Desconecte el monitor de 8 pulgadas ProVu VS de la fuente de alimentación.
2. Desconecte el monitor de 8 pulgadas ProVu VS de la fuente de alimentación, o del cable amplificador si lo está utilizando.
3. Tras su uso, deseche todos los componentes de un solo uso según las políticas locales o según lo que recomiende su profesional sanitario local.
4. Limpie y seque el monitor de 8 pulgadas ProVu VS y el cable amplificador (si se ha utilizado) siguiendo las instrucciones de limpieza.

Limpieza

1. Utilice guantes durante la limpieza.
2. Limpie el monitor de 8 pulgadas ProVu VS y sus accesorios reutilizables después de cada uso con una toallita antibacteriana, p.ej. una toallita con alcohol isopropílico al 70 %.
3. Examine el monitor de 8 pulgadas ProVu VS y sus accesorios para detectar cualquier rastro de suciedad. Si la hubiera, repita los pasos 1 y 2.
4. Una vez que el monitor de 8 pulgadas ProVu VS y sus accesorios estén libres de suciedad, séquelo con un paño limpio y seco.
5. Compruebe que el dispositivo no esté dañado. Si el dispositivo no funciona, consulte los pasos relativos a la resolución de problemas.

Declaración de garantía

Flexicare Medical Limited garantiza que el producto que ha comprado cumple con las especificaciones que aparecen en la etiqueta del producto y que está libre de defectos de materiales y fabricación durante un período de un (1) año desde la fecha de compra.

Esta garantía no cubre los daños provocados por:

- Manipulación y transporte durante el envío.
- Llevar a cabo un uso o mantenimiento del producto que contradiga lo especificado en las instrucciones, lo que incluye, entre otros, desmontar, reprocesar y volver a montar el dispositivo de forma incorrecta.
- Modificaciones o reparaciones llevadas a cabo por individuos no autorizados por Flexicare Medical Limited.

Abuso, uso indebido o daños accidentales

Si se determina que alguno de los productos o accesorios cubiertos por esta garantía está defectuoso debido al uso de materiales o componentes defectuosos, o si se trata de un defecto de fábrica, y la reclamación de garantía se presenta en el periodo indicado anteriormente, Flexicare Medical Limited se compromete, a su discreción, a reparar o reemplazar el producto o accesorio defectuoso de manera gratuita.

Debe obtener una autorización de devolución por escrito por parte de Flexicare Medical Limited para devolver el producto antes de enviárselo, por cuenta propia, al correspondiente representante de Flexicare Medical Limited.

Esta garantía prevalece sobre cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita, incluyendo pero sin limitarse a las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin particular. La obligación de Flexicare Medical Limited según esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo de productos que presenten defectos.

Flexicare Medical Limited no se responsabiliza de ningún daño indirecto o que se produzca como consecuencia de un defecto del producto cubierto por esta garantía.

Esta garantía estará regida e interpretada de acuerdo con los Términos y Condiciones de Flexicare Medical Limited.

Glosario de símbolos

Número de catálogo	Número de serie	El producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE	Consulte el manual/ folleto de instrucciones	Fabricante	Atención	No utilice una cuchilla para abrirlo	Parte aplicable de tipo BF	Equipo de clase II	Mantener alejado de la luz solar
Mantener en un lugar seco	Reciclable	Desechar por separado	Corriente alterna	Corriente continua	Toma de alimentación DC con polaridad con centro positivo	USB/Micro USB	Puerto de alimentación DC	Caja de USB/cable amplificador	

SV PROVU VIDEOMANDRÄNG 8" DISPLAY

Tekniska specifikationer

DISPLAY	
UPPLÖSNING (PIXLAR)	800 X 1280
ORIENTERING	Liggande
DISPLAYTYP	8"
UPPSTARTSTID	Omedelbar
PROGRAMVARUVERSION	Se enhetens skärm under laddning
ANSLUTNINGAR	
USB-ANSLUTNING	Micro USB
STRÖMANSLUTNING	Likström
FÖRVARING OCH TRANSPORT	
TEMPERATUR	10 °C TILL 40 °C (50 °F TILL 104 °F)
RELATIV LUFTFUKTIGHET	≤85 %, icke-kondenserande
ATMOSFÄRISKT TRYCK	700 till 1060 hPa
DRIFTSFÖRHÅLLANDEN	
TEMPERATUR	20 °C +/-10 °C
RELATIV LUFTFUKTIGHET	≤85 %, icke-kondenserande
ATMOSFÄRISKT TRYCK	700 till 1060 hPa
ELEKTRISK MÄRKGRADERING FÖR DISPLAYEN	
STRÖMINGÅNG	Ingång: 5,0 V 1,5 A
BATTERITYP	3,7 V, 5000 mAh, litiumjon
TYPISK BATTERIDRIFTSTID	≈ 7 TIMMAR (VID KONTINUERLIG ANVÄNDNING)
TYPISK BATTERILADDNINGSTID	≈ 7 TIMMAR (FRÅN NOLL LADDNING)
ELEKTRISK MÄRKGRADERING FÖR VÄGGKONTAKT	
INGÅNG	100-240 VAC 0,5 A 50-60 Hz
UTGÅNG	Max 5,2 V DC 3,0 A
MÅTT	
BREDD X HÖJD X TJOCKLEK	205 mm x 130 mm x 25 mm
VIKT	396 g
KONTAKT	
KONTAKTTYP	110-120 V med NEMA 5-15P 3-stiftskontakt

Avsedd användning

ProVu videomandräng (VS) 8"-displayen är en digital display avsedd att visa direktsända bilder endast från ProVu videomandräng (ProVu VS) via micro USB-sladden, som ett hjälpmedel vid intubering av vuxna i sjukhusmiljöer.

Produktbeskrivning

ProVu VS 8"-displayen är en icke-steril digital display för flergångsbruk avsedd att visa direktsända bilder från ProVu VS. Vid anslutning till ProVu VS, överförs en direktsänd video från enheten, som kan användas som ytterligare hjälp vid intubering av patienten.

Displayen kan laddas med den medföljande ProVu-laddningssladden, mellan användningstillfällen eller under användning. När ProVu VS 8"-displayen är fulladdad kan den användas kontinuerligt i upp till sju timmar. Produkten kan även laddas via micro USB-porten om den medföljande likströmssladden inte är tillgänglig.

Flexicare rekommenderar inte att man modifierar enheten. Alla försök att modifiera enheten kommer att leda till bristfällig funktion.

Försiktighetsåtgärder

- Säkerställ att det finns tillräckligt med manöverutrymme.
- Kontrollera att varken ProVu VS 8"-displayen eller tillbehören är skadade före varje användningstillfälle.
- Ladda displayen helt före användning. Av transportkrav fraktas ProVu VS 8"-displayer urladdade.
- Före laddning, säkerställ att alla komponenter är helt torra, inklusive micro USB-porten. Vid användning av displaygolvstativet, för in displayen helt och hållet i anslutningen på den ledade armen och kontrollera att den sitter säkert.
- Vid användning av displaybordsstativet, för in displayen helt och hållet i anslutningen och kontrollera att den sitter säkert.
- Placera alltid displaybordsstativet på ett stabilt och plant underlag.

Varningar och försiktighetsuppsmaningar

- ProVu VS 8"-displayen och dess tillbehör får endast användas av utbildad personal.
- Använd inte enheten i MR/MRT-miljöer (magnetisk resonanstomografi) eller där det finns andra starka interferensskällor.
- Sterilisera inte enheten.
- Användning av enheter och andra tillbehör som inte är godkända av Flexicare kan resultera i bristfällig funktion och försätta patienten i fara.
- ProVu VS 8"-displayen är designad för att monteras på antingen displaygolvstativet eller displaybordsstativet. Användning av någon annan enhet kan resultera i skada på och/eller bristfällig funktion för ProVu VS 8"-displayen.
- ProVu VS 8"-displayen får endast användas tillsammans med ProVu VS och ProVu-tillbehör.
- Koppla alltid bort ProVu VS 8"-displayen från laddningssladden före rengöring.
- Säkerställ att displayens spänningsrekommendationer är kompatibla med strömförsörjningen.
- Rengör inte displayen eller dess tillbehör med slipande medel eller mineralsyror.
- Använd inte steriliseringsmedel med kaustiska ingredienser som t.ex. kirurgiska skrubblösningar, peroxidlösningar, blekningsmedel eller povidonjodlösningar.
- Montera inte isär enheten.
- Otillräckliga batterinivåer kan resultera i plötsligt driftsstopp utan förvarning. Kontrollera att batterinivån är tillräcklig inför användning.
- Modifiera inte enheten.
- Enheten kan inte servas av användaren.
- Batteriet kan inte tas ut. Öppna inte och ta inte ut batteriet. Garantin upphävs om enheten öppnas.

Alla eventuella tillbud som inträffar relaterat till enheten ska rapporteras till tillverkaren och behörig tillsynsmyndighet där användaren och/eller patienten bor.

Ställa upp ProVu VS-stativen

Se bruksanvisningen som medföljer ProVu VS-golvstativet (IP0000-030) eller ProVu-displaybordsstativet (IP0000-021).


Laddning

1. Anslut ProVu VS 8"-displayen till likströmssladdningssladden, ansluten antingen till uttaget på displaygolvstativet eller direkt till ett uttag.
2. När enheten är ansluten och påslagen visas en laddningsindikering på skärmen. Om denna skärm inte visas, kontrollera att anslutningarna är korrekt anslutna.
3. När displayen är fulladdad kan den användas kontinuerligt i upp till sju timmar.
4. För optimal prestanda, låt displayen vara ansluten till laddaren under användning. Om detta inte är lämpligt, ladda upp enheten mellan användningstillfällen eller när så uppmanas på skärmen.

Användning med ProVu VS

För mer utförliga instruktioner om användningen av ProVu VS, se den bruksanvisning till ProVu VS (IP0000-042) som medföljer ProVu VS.

1. Säkra ProVu VS 8"-displayen antingen på ProVu VS-displaygolvstativet eller displaybordsstativet, beroende på vad du föredrar.
2. Tryck på och håll in strömknappen i tre sekunder.
 - Om laddningskapaciteten är högre än 5 %, ska en blå skärm med en anslutningspromptbild visas.
 - Om laddningskapaciteten är lägre än 5 %, visas en blå skärm med en ikon för svagt batteri. Anslut till laddaren; displayen kan laddas samtidigt som den används med en ProVu VS-enhet.
3. Anslut ProVu VS till ProVu VS 8"-displayen via micro USB-anslutningen och observera displayskärmen för att verifiera att en direktsänd bild tas emot från ProVu VS.
4. Vid användning av den återanvändbara förstärkarsladden, anslut leden på förstärkarsladden till displayen och för in ProVu VS-kamerallinjen i anslutningen på förstärkarsladden. För att säkerställa att detta görs på rätt sätt, passa in prickarna på sladdarna enligt bild #4.
5. För att försätta ProVu VS 8"-displayen i standby-läge, tryck snabbt en gång på strömknappen så blir skärmen svart. För att väcka displayen från standby-läge, tryck snabbt en gång på strömknappen så återkommer skärmbilden.
6. För att stänga av ProVu VS 8"-displayen, tryck på och håll in strömknappen i tre sekunder så blir skärmen svart.




ProVu VS-programvara

ProVu VS 8"-displayen har åtskilliga skärmpromptar för att underlätta användningen.




Programvaruversion

Programvaruversionen visas nertill på displayen när den är ansluten till ström.




Displayen laddas

ProVu VS 8"-displayens batteri laddas. Procentandelen indikeras i cirkeln.




Laddad

ProVu VS 8"-displayen är fulladdad.




Ladda display

Displayen har otillräcklig batteriladdning. Ladda displayen via USB eller laddningsdockan.




Anslut till ProVu VS

Anslut ProVu VS 8"-displayen för att visa kamerabilden.



Ansluten till ProVu VS

ProVu VS 8"-displayen är ansluten och kamerabilden laddas.




Avstängning

Om du håller in strömknappen i minst tre sekunder, visas denna skärm medan displayen stängs av.



Fel 1

Programvarufel eller krasch. Återställ ProVu VS 8"-displayensheten genom att hålla in strömknappen i minst fem sekunder.






Fel 2

Kamerafel eller krasch. Byt ut ProVu VS och/eller förstärkarsladden.

ProVu VS-batteriindikator

Under användning visas batteriindikatorn på skärmen för att visa den återstående batteriströmmen. Ikonen börjar blinka när batteriladdningen är mindre än 20 %.



Felsökning

PROBLEM	
Ingen direktsänd bild syns	
MÖJLIG FÖRKLARING	ERFORDERLIG ÅTGÄRD
ProVu VS 8"-displayen behöver laddas	Ladda displayen via likströmsladdaren eller micro USB-sladden. Tänk på att displayen kan laddas samtidigt som den används.
ProVu VS 8"-displayen kan vara försatt i viloläge	Tryck en gång på strömknappen för att aktivera displayen.
ProVu VS 8"-displayen är skadad	Byt ut ProVu VS 8"-displayen mot en ny enhet.
ProVu VS 8"-displayen kan vara avstängd	Tryck på och håll in strömknappen i tre sekunder.
ProVu VS-förstärkarsladden är skadad	Byt ut ProVu VS-förstärkarsladden mot en ny enhet.
Felaktig anslutning till ProVu VS 8"-displayen och/eller förstärkarsladden	Koppla bort och återanslut ProVu VS 8"-displayen till enheten via micro USB-porten enligt sektionen med användningsinstruktioner.
ProVu VS kan vara skadad	Byt ut mot en ny ProVu VS-enhet.
PROBLEM	
Låg bildkvalitet	
MÖJLIG FÖRKLARING	ERFORDERLIG ÅTGÄRD
Felaktig anslutning till ProVu VS 8"-displayen och/eller förstärkarsladden	Koppla bort och återanslut ProVu VS 8"-displayen till enheten via micro USB-porten enligt sektionen med användningsinstruktioner.
ProVu VS-förstärkarsladden är skadad	Byt ut ProVu VS-förstärkarsladden mot en ny sladd.
Smutsig skärm	Torka av med en isopropylalkoholduk (IPA).
Fuktig skärm	Torka av skärmen med en torr trasa.
Det kan finnas sekret på kameralinsen	Rengör kameralinsen med en ren mikrofiberduk eller byt ut ProVu VS.
Belysningsfel	Byt ut mot en ny ProVu VS.
Felaktigt insatt sladd	Säkerställ att alla anslutningar är ordentligt anslutna.

Lista över tillbehör

- Sladdar och monteringsstillbehör
- Laddningssladd
- 2 m förstärkarsladd
- ProVu VS-golvstativ
- ProVu-displaybordsstativ

Efter användning

1. Koppla bort ProVu VS 8"-displayen från strömförsörjningen.
2. Koppla bort ProVu VS från ProVu VS 8"-displayen, eller från förstärkarsladden, om sådan används.
3. Efter användning, kassera alla engångskomponenter i enlighet med lokala riktlinjer och/eller rekommendationer från din lokala sjukvårdsleverantör.
4. Rengör och torka av ProVu VS 8"-displayen och förstärkarsladden (om sådan används) enligt rengöringsinstruktionerna.

Rengöring

1. Bär handskar under rengöringsproceduren.
2. Rengör ProVu VS 8"-displayen och flergångstillbehör efter varje användning med användning av en bakteriedödande duk, t.ex. en duk med 70 % isopropylalkohol (IPA).
3. Kontrollera att varken ProVu VS 8"-displayen eller tillbehören är kontaminerade. Vid kontaminering, upprepa steg 1 och 2.
4. När ProVu VS 8"-displayen och dess tillbehör är fria från kontaminering, torka av dem med en ren och torr trasa.
5. Kontrollera att enheten inte är skadad. Om enheten inte fungerar, se felsökningsstegen.

Garantideklaration

Flexicare Medical Limited garanterar att den inköpta produkten uppfyller de angivna specifikationerna på produkten och att den är fri från defekter i material och utförande som inträffar inom ett (1) år efter inköpsdatumet.

Denna garanti omfattar inte skador orsakade av:

- Hantering under transport.
- Användning eller underhåll i strid mot etiketter och instruktioner, inklusive men inte begränsat till felaktig demontering, bearbetning och återmontering.
- Ändring eller reparation utförd av personer som inte är auktoriserade av Flexicare Medical Limited.

Missbruk, felaktig användning eller oavsiktlig skada

Om en produkt som omfattas av denna garanti befinns innehålla defekta material, komponenter eller utförande, och garantianspråket görs inom den garantiperiod som anges ovan, kommer Flexicare Medical Limited att, enligt eget gottfinnande, kostnadsfritt reparera eller byta ut den defekta produkten.

Ett skriftligt godkännande måste erhållas från Flexicare Medical Limited innan produkten returneras med betalt porto till Flexicare Medical Limiteds auktoriserade agent.

Denna garanti gäller framför alla andra garantier, uttryckta eller antydda, inklusive men inte begränsat till, antydda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett speciellt ändamål. Flexicare Medical Limiteds skyldighet enligt denna garanti är begränsad till att reparera eller byta ut defekta produkter.

Flexicare Medical Limited ansvarar inte för några indirekta eller följaktliga skador till följd av en defekt produkt som omfattas av garantin.

Denna garanti ska regleras av och konstrueras i enlighet med Flexicare Medical Limiteds villkor och bestämmelser.

Symbolförklaring

Katalognummer	Serienummer	Produkten efterlever direktiv 93/42/EEC	Se bruksanvisning/broschyr	Tillverkare	Försiktighet	Använd inte vassa föremål för att öppna	Typ BF tillämpad del	Klass II-utrustning	Får ej förvaras i solljus
Förvaras torrt	Återvinning	Separat sopsortering	Växelström	Likström	Likströmsuttagspolaritet centerpositiv	USB/Micro USB	Likströmsport	USB/förstärkarsladdosa	

TR PROVU VIDEO TARZI 8" EKRAN

Teknik Özellikler

EKTRAN	
ÇÖZÜNÜRLÜK (PİKSEL)	800 X 1280
YÖN	Yatay
EKRAN TİPİ	8"
BAŞLAMA ZAMANI	Hemen
YAZILIM SÜRÜMÜ	Şarj sırasında cihaz ekranına bakın
BAĞLANTILAR	
USB BAĞLANTISI	Mikro USB
GÜÇ BAĞLANTISI	DC Güç
DEPOLAMA VE ULAŞTIRMA	
SICAKLIK	10 °C TO 40 °C (50 °F TO 104 °F)
BAĞIL NEM	≤% 85, yoğunlaşmaz
ATMOSFERİK BASINÇ	700 ila 1060 hPa
ÇALIŞMA KOŞULLARI	
SICAKLIK	20 °C +/-10 °C
BAĞIL NEM	≤% 85, yoğunlaşmaz
ATMOSFERİK BASINÇ	700 ila 1060 hPa
EKTRAN ELEKTRİK GÜCÜ DERECEŚİ	
GÜÇ GİRİŞİ	Giriş: 5,0V 1,5A
PİL TÜRÜ	3,7V, 5000 mAh, Lityum-iyon
TİPİK PİL ÇALIŞMA SÜRESİ	≈ 7 SAAT (SÜREKLİ KULLANIMDA)
TİPİK PİL ŞARJ SÜRESİ	≈ 7 SAAT (SIFIR ŞARJDAN)
DUVAR PRİZİ ELEKTRİK ENERJİSİ KADEMESİ	
GİRİŞ	100-240V AC 0,5A 50-60Hz
ÇIKIŞ	Maks. 5,2V DC 3,0A
BOYUTLAR	
GENİŞLİK X YÜKSEKLİK X KALINLIK	205 mm x 130 mm x 25 mm
AĞIRLIK	396 g
FİŞ	
FİŞ TİPİ	NEMA 5-15P 3 Pinli Fişli 110-120V

Kullanım Amacı

ProVu Video Stylet (VS) 8" Ekran, yetişkinlerin hastane ortamlarında entübasyonuna yardımcı olmak için mikro USB kablosuyla yalnızca ProVu Video Stylet (ProVu VS) ürününün sağladığı canlı görüntüleri göstermeye yönelik dijital bir ekrandır.

Ürün Açıklaması

ProVu VS 8 "Ekran, ProVu VS'den canlı görüntüler görüntülemeyi amaçlayan steril olmayan, tekrar kullanılabilir bir dijital ekrandır. ProVu VS'ye bağlandığında, hastanın entübasyonuna daha fazla yardımcı olmak için kullanılabilen canlı bir video cihazdan iletilir.

Ekran, verilen ProVu şarj kablosuyla, kullanımlar arasında veya kullanım sırasında şarj edilebilir. Tamamen şarj olduğunda, ProVu VS 8 "Ekran 7 saate kadar sürekli kullanım sağlar. Ürünle birlikte verilen DC şarj cihazı yoksa mikro USB bağlantı noktası üzerinden de şarj edilebilir.

Flexicare, cihazda değişiklik yapılmasını önermez. Bu tür bir girişim cihazın arızalanmasına neden olacaktır.

Önlemler

- Kolay kullanım için yeterli alan olduğundan emin olun.
- Her kullanımdan önce ProVu VS 8" Ekranı ve tüm aksesuarları hasar açısından inceleyin.
- Kullanmadan önce Ekranı tam olarak şarj edin. Nakliye gereklilikleri uyarınca, ProVu VS 8" Ekranlar sıfır şarjla gönderilir.
- Şarj etmeden önce, mikro USB bağlantı noktası da dahil olmak üzere tüm bileşenlerin tamamen kuru olduğundan emin olun. Çubuk Ekran Ayağı kullanılıyorsa, Ekranı hareketli kolun konnektörüne kaydırın ve tam olarak yerine oturduğundan emin olun.
- ProVu Ekran Masa Ayağı kullanılıyorsa, Ekranı hareketli kolun konnektörüne kaydırın ve tam olarak yerine oturduğundan emin olun.
- Ekran Masa Ayağını daima sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Uyarılar ve Dikkat Edilecek Noktalar

- ProVu VS 8" Ekran ve Aksesuarları yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.
- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR/MRI) ortamlarında veya diğer yüksek parazit kaynaklarının bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı sterilize etmeyin.
- Flexicare tarafından onaylanmamış cihazların ve diğer aksesuarların kullanılması, optimal performansın düşmesine neden olarak hastayı riske atabilir.
- ProVu VS 8" Ekran, Çubuk Ekran Ayağına veya Ekran Masa Ayağına takılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka bir cihazın kullanılması ProVu VS 8" Ekrana hasara ve/veya işlev kaybına neden olabilir.
- ProVu VS 8" Ekran yalnızca ProVu VS ve ProVu aksesuarlarıyla kullanılmalıdır.
- ProVu VS 8" Ekranı temizlemeden önce daima şarj kablosundan çıkarın.
- Ekranın voltaj tavsiyelerinin güç kaynakları ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ekranı veya Ekran aksesuarlarını aşındırıcı maddeler veya mineral asitler kullanarak temizlemeyin.
- Cerrahi temizleme çözeltileri, peroksit çözeltileri, ağartıcılar veya povidon-iyot çözeltileri gibi kostik bileşenler içeren sterilizatörler kullanmayın.
- Cihazı sökmeyin.
- Yetersiz pil seviyeleri, uyarı verilmeyen ani arızalara neden olabilir. Kullanımdan önce pil seviyesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin.
- Cihaza modifikasyon uygulamayın.
- Cihaza kullanıcı tarafından servis yapılamaz.
- Pili çıkarılamaz. Pili açmayın veya çıkarmayın. Açıldığı takdirde garanti geçersizdir.

Cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olaylar, kullanıcının ve/veya hastanın tabi olduğu Üye Devletin üreticisine ve yetkili makamına bildirilmelidir.

ProVu VS Ayaklarının Kurulumu

ProVu VS Çubuk Ayak (IP0000-030) veya ProVu Ekran Masa Ayağı (IP0000-021) ile birlikte verilen talimatlara bakın.


Şarj

1. ProVu VS 8" Ekranını, Çubuk Ekran Ayağındaki fiş girişine veya doğrudan bir prize bağlı DC şarj kablosuna bağlayın.
2. Bağlandığında ve açıldığında, ekranda bir şarj göstergesi gösterilir. Bu ekran görüntülenmezse, bağlantıların güvenliğini kontrol edin.
3. Tamamen şarj olduğunda, Ekran 7 saate kadar sürekli kullanım sağlar.
4. En iyi performans için, kullanım sırasında Ekranı şarj cihazına bağlı tutun. Eğer bu uygun değilse, kullanımlar arasında veya ekranda istendiğinde yeniden şarj edin.

ProVu VS ile kullanma

ProVu VS kullanımı hakkında daha ayrıntılı talimatlar için ProVu VS ile birlikte verilen ProVu VS talimatlarına (IP0000-042) bakın.

1. ProVu VS 8" Ekranı, kullanıcının tercihinə göre Çubuk Ekran Ayağına veya Ekran Masa Ayağına sabitleyin.
2. Güç Düğmesine 3 saniye basılı tutun.
 - Şarj oranı %5'ten fazlaysa, bağlantı istemi resmi içeren mavi bir ekran görünür.
 - Şarj kapasitesi %5 veya altındaysa, üstü çizili pil simgesi olan mavi bir ekran görünür. Lütfen şarj cihazını takın; Ekran ProVu VS ile kullanılırken aynı anda şarj edilebilir.
3. Mikro USB konnektörünü kullanarak ProVu VS'yi ProVu VS 8" Ekrana bağlayın ve ProVu VS'den canlı bir görüntü alındığını doğrulamak için Ekranı izleyin.
4. Yeniden kullanılabilir Amplifikatör Kablosu kullanıyorsanız, Amplifikatör Kablosunun dirseğini Ekrana bağlayın ve ProVu VS kamera hattını Amplifikatör Kablosunun konnektörüne takın. Bunun doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için kablolar üzerindeki noktaları 4 numaralı resimde gösterildiği gibi hizalayın.
5. ProVu VS 8" Ekranı bekleme moduna almak için Güç Düğmesine bir kez hızlıca basın, ekran kararır. Bekleme modundan çıkarmak için Güç Düğmesine bir kez hızlıca basın, ekran açılır.
6. ProVu VS 8" Ekranı kapatmak için Güç Düğmesine 3 saniye basılı tutun, ekran kapanır.




ProVu VS Yazılımı

ProVu VS 8" Ekranda kullanıma yardımcı olacak birkaç ekran istemi vardır.




Yazılım Sürümü

Güce bağliken, ekranın sağ alt kısmında yazılım sürümü görüntülenir.




Ekran Şarj Oluyor

ProVu VS 8 "Ekranın pili şarj oluyor. Şarj yüzdesi daire içinde gösterilir.




Şarj oldu

ProVu VS 8 "Ekran tamamen şarj olmuştur.




Ekranı Şarj Edin

Ekranın pili yetersizdir. Lütfen USB veya şarj yuvası ile şarj edin.



ProVu VS'ye bağlan

Kamera görüntüsünü görüntülemek için ProVu VS 8 "Ekran'ı takın.




ProVu VS'ye bağlandı

ProVu VS 8" Ekran bağlandı ve kamera görüntüsü yükleniyor.




Kapat

Güç Düğmesine 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutulursa, ekran kapanırken bu ekran gösterilir.



Hata 1

Yazılım hatası veya çökmesi. Güç Düğmesine 5 saniye veya daha uzun süre basılı tutarak ProVu VS 8" Ekran ünitesini sıfırlayın.






Hata 2

Kamera hatası veya çökmesi. ProVu VS ve/veya Amplifikatör Kablosunu değiştirin.

ProVu VS Pil Göstergesi

Kullanım sırasında, kalan pil gücünü göstermek için ekranda pil göstergesi belirir. Pil şarj seviyesi %20'den az olduğunda simge yanıp sönmeye başlar.



Sorun Giderme

SORUN	
OLASI AÇIKLAMA	YAPILACAK İŞLEM
ProVu VS 8" Ekranın şarj edilmesi gerekiyor	Ekranı DC Şarj Cihazı veya mikro USB kablosu ile şarj edin. Ekran kullanılırken aynı anda şarj edilebilir.
ProVu VS 8" Ekran uykü modunda olabilir	Uyandırmak için Güç Düğmesine bir kez basın.
ProVu VS 8" Ekran hasar görmüştür	ProVu VS 8" Ekranı yeni bir cihazla değiştirin.
ProVu VS 8" Ekran kapatılmış olabilir	Güç Düğmesine 3 saniye basılı tutun.
ProVu VS Amplifikatör Kablosu hasarlı	ProVu VS Amplifikatör Kablosunu yeni bir cihazla değiştirin.
ProVu VS 8" Ekranın ve/veya Amplifikatör Kablosunun hatalı takılması	ProVu VS 8" Ekranı çıkarıp, kullanım talimatları bölümünde gösterildiği gibi mikro USB bağlantı noktası üzerinden cihaza yeniden takın.
ProVu VS hasar görmüş olabilir	Yeni bir ProVu VS cihazıyla değiştirin.
SORUN	
OLASI AÇIKLAMA	YAPILACAK İŞLEM
ProVu VS 8" Ekranın ve/veya Amplifikatör Kablosunun hatalı takılması	ProVu VS 8" Ekranı çıkarıp, kullanım talimatları bölümünde gösterildiği gibi mikro USB bağlantı noktası üzerinden cihaza yeniden takın.
ProVu VS Amplifikatör Kablosu hasarlı	ProVu VS Amplifikatör Kablosunu yeni bir kabloyla değiştirin.
Kirli ekran	Bir IPA beziyle silin.
Nemli ekran	Kuru bir bezle silin.
Kamera merceğinin üzerinde sekresyonlar olabilir	Kamera merceğini temiz mikrofiber havluyla temizleyin veya ProVu VS'yi değiştirin.
Aydınlatma hatası	Yeni bir ProVu VS ile değiştirin.
Yanlış takılmış kablo	Tüm bağlantıların güvenli olduğundan emin olun.

Aksesuar Listesi

- Kablolar ve Montaj Aksesuarları
- Şarj Kablosu
- 2m Amplifikatör Kablosu
- ProVu VS Çubuk Ayak
- ProVu Ekran Masa Ayağı

Kullanım Sonrası

1. ProVu VS 8" Ekranı güç kablosundan çıkarın.
2. ProVu VS'yi ProVu VS 8" Ekrandan veya kullanılıyorsa Amplifikatör Kablosundan çıkarın.
3. Kullanımdan sonra, tüm tek kullanımlık bileşenleri yerel kurallara uygun olarak ve/veya yerel sağlık hizmetleri sağlayıcınızın önerilerine uygun şekilde atın.
4. ProVu VS 8" Ekranı ve Amplifikatör Kablosunu (kullanılıyorsa) temizleme talimatlarına bakarak temizleyin ve kurulaın.

Temizlik

1. Temizleme prosedürü süresince eldiven giyin.
2. ProVu VS 8" Ekranı ve tekrar kullanılabilir aksesuarları mikrop öldürücü bir mendil, örneğin %70 izopropil alkolü mendil kullanarak her kullanımdan sonra temizleyin.
3. ProVu VS 8" Ekranı ve aksesuarlarını kontaminasyon açısından inceleyin. Varsa, 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. ProVu VS 8" Ekranda ve aksesuarlarında kontaminasyon kalmadığında, temiz ve kuru bir bezle kurulaın.
5. Cihazda hasar olup olmadığını kontrol edin. Cihaz çalışmıyorsa, sorun giderme adımlarına bakın.

Garanti Bildirimi

Flexicare Medical Limited, satın alınan ürünün, ürünün etiketindeki özellikleri karşıladığını ve satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder.

Bu garanti aşağıdakilerin neden olduğu hasarları kapsamaz:

- Nakliye sırasında elleçleme.
- Yanlış sökme, yeniden proses etme ve yeniden monte etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, etiketleme ve talimatlara aykırı kullanım veya bakım.
- Flexicare Medical Limited tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce değiştirme veya onarım yapılması.

Kötüye Kullanım, Hatalı Kullanım veya Kaza Sonucu Hasar

Bu garanti kapsamındaki bir üründe malzeme, bileşen veya işçilik kusuru belirlenirse ve garanti talebi yukarıda açıklanan garanti süresi içinde yapılırsa, Flexicare Medical Limited kendi takdirine bağlı olarak kusurlu ürünü ücretsiz olarak onaracak veya değiştirecektir.

Ürünü Flexicare Medical Limited'in belirlenmiş şubesine ödemeli posta ile göndermeden önce, iade için Flexicare Medical Limited'ten yazılı izin alınmalıdır.


Bu garanti, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya örtülü diğer tüm garantilerin yerine geçer. Flexicare Medical Limited'in bu garanti kapsamındaki yükümlülüğü, kusur içeren ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlıdır.

Flexicare Medical Limited, garanti kapsamındaki bir ürün hatasından kaynaklanan dolaylı veya sonuca bağlı hasarlardan sorumlu değildir.

Bu garanti, Flexicare Medical Limited'in Hüküm ve Koşullarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

Semboller Sözlüğü

Katalog Numarası	Seri Numarası	Ürün 93/42/EEC Direktifine Uygundur	Kullanım Kılavuzuna/Kitapçığına bakınız	Üretici firma	Önlemler	Açmak için Bıçak Kullanmayın	BF Tipi Uygulamalı Parça	Sınıf II ekipman	Güneş ışığından uzak tutun
Kuru Tutun	Geri Dönüşüm	Ayrı Toplama	Alternatif Akım	Direkt Akım	DC Jack Polarite Merkezi - Pozitif	USB/Mikro USB	DC Güç Bağlantı Noktası	USB/Amplifikatör Kablo Kutusu	



EN PRODUCT KEY

1. ProVu VS 8" Display
2. Power Button
3. Micro USB Port
4. DC Power Port
5. DC USB Charging Cable
6. Wall Plug
7. 2m Amplifier Cable

CS KLÍČOVÝ PRODUKT

1. Display ProVu VS 8"
2. Tlačítko napájení
3. Micro USB Port
4. DC Power Port
5. DC Napájecí kabel pro USB
6. Zásuvka
7. 2m kabelu zesilovače

NL PRODUCT KEY

1. ProVu VS 8" display
2. Power-knop
3. Micro-usb-poort
4. DC-voedingspoort
5. DC usb-laadkabel
6. Wandplug
7. 2m versterkerkabel

FR LÉGENDE DU PRODUIT

1. Moniteur SV ProVu 20 cm (8 pouces)
2. Touche marche/arrêt
3. Port micro USB
4. Port alimentation secteur
5. Câble de chargement USB
6. Prise murale
7. Câble amplificateur de 2 m

DE PRODUKT-Schlüssel

1. ProVu VS 8-Zoll-Display
2. Einschalttaste
3. Micro-USB-Anschluss
4. Gleichstromanschluss
5. DC-USB-Ladekabel
6. Wandstecker
7. 2 m Verstärkerkabel

IT COMPONENTI PRODOTTO

1. Display ProVu VS 8"
2. Pulsante di accensione
3. Porta micro USB
4. Porta di alimentazione c.c.
5. Cavo di alimentazione c.c. USB
6. Spina a parete
7. Cavo amplificatore da 2 m

RO LEGENDĂ PRODUS

1. Afișaj ProVu VS 8"
2. Buton de alimentare
3. Port micro USB
4. Port de alimentare c.c.
5. Cablu de încărcare USB c.c.
6. Ștecăr de perete
7. Cablu amplificator 2 m

ES CLAVE DE PRODUCTO

1. Monitor de 8 pulgadas ProVu VS
2. Botón de encendido
3. Puerto Micro USB
4. Puerto de alimentación DC
5. Cable de carga DC USB
6. Enchufe de pared
7. Cable amplificador de 2 m

SV PRODUKTNYPCEL

1. ProVu VS 8"-display
2. Strömknapp
3. Micro USB-port
4. Likströmsport
5. DC USB-laddningsladd
6. Vägghkontakt
7. 2 m förstärkarladd

TR ÜRÜN ANAHTARI

1. ProVu VS 8 "Ekran
2. Güç Düğmesi
3. Mikro USB Bağlantı Noktası
4. DC Güç Bağlantı Noktası
5. DC USB Şarj Kablosu
6. Duvar Prizi
7. 2m Amplifikatör Kablosu



Flexicare Medical Limited

Cynon Valley Business Park, Mountain Ash, CF45 4ER, UK.

+44 (0)1443 474647

+44 (0)1443 474222

enquiries@flexicare.com

www.flexicare.com

Patent Pending
IP0000-097/1 | 032020