

Trousse de filtration à utiliser avec les nébuliseurs

AeroEclipse^{MD} BAN^{MC}



Trousse de filtration, illustrée avec le nébuliseur AEROECLIPSE^{MD} II BAN^{MC}

- ✓ Filtre les fuites (médicament en aérosol)¹, les virus² et les bactéries² de l'air expiré du patient
- ✓ Réduit l'exposition des professionnels de la santé aux émissions de particules potentiellement nocives

La trousse de filtration est un accessoire à usage unique destiné à un seul patient, qui s'utilise avec le nébuliseur

AEROECLIPSE^{MD} BAN^{MC}.

Performance de l'aérosol :

Quantité d'aérosol émise¹ avec par le nébuliseur **AEROECLIPSE^{MD} BAN^{MC}** avec trousse de filtration, comparativement au nébuliseur **BAN^{MC}** seul ≥ 90 %

Émissions de médicament en aérosol¹ durant l'assemblage avec le nébuliseur **AEROECLIPSE^{MD} BAN^{MC}** ≤ 1 %

Performance de la filtration :

Efficacité de la filtration virale² ≥ 99,99 %

Efficacité de la filtration bactérienne² ≥ 99,999 %



**TRUDELL MEDICAL
INTERNATIONAL**



Conçu et développé
au Canada

Fabriqué au Canada avec des pièces
canadiennes et américaines.

aeroeclipse.com



UTILISER UNE SEULE FOIS