

Pour l'assurance de la dose recommandée

AeroChamber Plus^{MD} Flow-Vu^{MD} CRVa

NOUVEAU

Petit masque pour adulte



Petit masque
De 0 à 18 mois

Masque moyen
De 1 à 5 ans

Embout buccal

Adulte
Petit masque

Grand masque
pour adulte

Conçu par des experts qui pensent aux patients

Petit masque pour adulte

Élaboré sur la base d'une analyse de données anthropométriques et affiné grâce à des évaluations d'utilisateurs et de rendement.

Le contour du nouveau masque s'adapte en douceur au visage avec un minimum d'effort, offrant un autre choix de masque facial aux patients adultes dont le visage est plus petit.

Les masques faciaux sont idéaux pour les patients adultes atteints de comorbidités, dont la capacité cognitive est réduite ou simplement pour faciliter le maniement.

Les patients doivent simplement respirer régulièrement par la chambre pour inhaler le médicament.

Chambre de retenue valvée <i>AeroChamber Plus^{MD} Flow-Vu^{MD}</i>	Numéro de l'article TMML	Quantité de boîtes	Numéro CMDL
Petit masque (orange)	T0110650300010	10	89428
Masque moyen (jaune)	T0110650200010	10	
Embout buccal (bleu)	T0110650500010	10	
NOUVEAU Petit masque pour adulte (violet)	T0110850800010	10	
Grand masque pour adulte (bleu)	T0110650400010	10	



TRUDELL
SOLUTIONS SANTÉ
758 Baransway Drive, London,
Ontario, Canada, N5V 5G4
☎ +1-800-265-5494
mtlcustomerservice@trudellhs.com
www.trudellhs.com/fr



AeroChamber
Plus **Flow-Vu**
Chambre de Retenue Valvée Antistatique
aerochamber.com