



vyaire™
MEDICAL

PRICO

Predictive Intelligent Control of Oxygenation


La fonction dernier cri en matière d'oxygénation avec boucles fermées



Système individuel. Intelligent. Et efficace.

Tous les nouveaux-nés sont uniques. La fonction nouvelle génération PRICO (*Predictive Intelligent Control of Oxygenation*) est destinée à contrôler la FiO_2 - SpO_2 avec boucles fermées en vue de maintenir la SpO_2 des patients dans la plage souhaitée. Associée aux capteurs SpO_2 Masimo Set®, son algorithme unique et son mélangeur haute performance réalisent désormais des ajustements automatiques de la FiO_2 , avec plus de rapidité et de fiabilité que jamais.

Non seulement la fonction PRICO soulage les prestataires de soins dans leur mission quotidienne d'apporter le meilleur confort et la plus grande sécurité aux patients, mais elle fait également gagner du temps aux médecins, permet de réduire les coûts et d'améliorer le flux de travail.



Caractéristiques principales

Résultats des patients

- Réduction des hypoxies et hyperoxies
- Minimisation de l'exposition longue durée à des niveaux élevés de FiO_2
- Réduction des périodes en dehors de la cible de SpO_2 , ce qui augmente la sécurité des patients

Flux de travail amélioré

- Amélioration du flux de travail en néonatalogie
- Réduction des tâches nécessaires au chevet des patients
- Prise en charge automatique de votre stratégie d'oxygénation

Rentabilité

- Gestion plus efficace du temps des prestataires de soins
- Gestion améliorée en néonatalogie



Le module de SpO₂ MASIMO Set peut être branché à l'arrière des appareils fabian.

PRICO et Masimo Set®

Le module de SpO₂ utilisé avec la fonction PRICO est le MASIMO Set. Il doit être branché à l'arrière d'un appareil fabian. Il existe un capteur dédié pour les nourrissons prématurés, les nourrissons nés à terme et les patients en pédiatrie.

Mesures supplémentaires :

- Fréquence du pouls (*PR*)
- Indice de perfusion (*PI*)
- Qualité du signal (*SIQ*)

La fonction PRICO est disponible pour tous les appareils fabian

+nCPAP evolution, Therapy evolution, HFO





SIÈGE INTERNATIONAL

Vyairé Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045, États-
Unis

 ACUTRONIC Medical Systems AG
Fabrik im Schiffli
8816 Hirzel
Suisse
Tél. : +41 44 729 70 80
Fax : +41 44 729 70 81



vyaire.com

Réservé à la distribution en UE, Suisse, Norvège, Islande et au Liechtenstein.

Les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2019 Vyairé Medical, Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés. Vyairé, le logo Vyairé Medical, ACUTRONIC Medical Systems AG et PRICO (Predictive Intelligent Control of Oxygenation) sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Vyairé Medical, Inc. ou de l'une de ses filiales. Dispositifs médicaux de classe IIb selon la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Veuillez lire l'ensemble du mode d'emploi fourni avec les dispositifs ou suivre les instructions indiquées sur l'étiquette des produits. Facteur VYR-INTL-1900048