




CARACTÉRISTIQUES

Durée de port - 5 jours garantie

- Électrode ECG à long terme et humidité élevé
- Taille micro permet une utilisation au torso ou membre
- Sécurisation aux membres sans courroies qui peut réduire la circulation
- Adhésif hydrocolloïde léger et hydrogel un niveau minimal de chlorure
- Hydrocolloïde est tendre pour les peaux délicats
- Bordure hydrocolloïde assure une portée a long terme sans irritations cutanées
- Résiste à la dégradation du à la chaleur et humidité
- Ne laisse aucun résidue sur la peau



A10079-SRT (3 fils)
Tissu | Gel Solide


A10076
Tissu | Feuilles métallisées

A10080-SRT
Tissu | Gel solide

A10086
Porte-canule

ANATOMIE D'UN ÉLECTRODE PRÉ-CÂBLÉ

Chaque électrode est conçu avec des adhésifs doux et hypoallergéniques ainsi que des matériaux souples qui maintient le confort et efficacité pour nos plus jeunes patients.



*Format agrandi

USAGE UNIQUE

Emballage en quantité anti-gaspillage



CAISSE
Étiquetage maintient les normes GS1/FDA



TenderTrode Plus™ Électrodes

Électrodes pré-câblés & Couvercle de sonde thermique

Nos produits hydrocolloïdes de Vermed TenderTrode ont été conçus uniquement pour les soins néonatales. Chaque produit contient hydrocolloïde en place d'adhésifs agressifs pour mieux améliorer les tolérances cutanées de peaux tendres en assurant une portée à long terme. Fabriqué de matériel souple et conforme, assure le confort de nos plus jeunes patients et une efficacité au USIN.


Gel Solide  Durée d'utilisation 
120 Heures

ÉLECTRODES RONDES




Produit #	Diamètre	Matérielle	/ Bande	/ Sac	/ Boîte	/ Caisse	Gel	Durée
A10079-SRT	25.4mm	Tissue	3	3	n/a	60	Solide	120 heures

ÉLECTRODES RECTANGULAIRES



Produit #	Diamètre	Matérielle	/ Bande	/ Sac	/ Boîte	/ Caisse	Gel	Durée
A10080-SRT	25.4mm x 9.525mm	Tissue	3	3	n/a	600	Solide	120 heures

COUVERCLE DE SONDÉS/ PORTE-CANULES



Produit #	Diamètre	Matérielle	/ Bande	/ Sac	/ Boîte	/ Caisse	Gel	Durée
A10076	25.4MM	hydrocolloïde	1	50	n/a	500	Solide	120 heures
A10086	Mini	Porte-canule	1	n/a	n/a	100	Solide	120 heures
A10085	n/a	Porte-canule	1	n/a	n/a	100	Solide	120 heures

Rétroaction Clinique

Nos études cliniques récentes indiquent une **réduction de 98% pour les alarmes erronés des incubateurs et moniteurs de patients** lors ce que les électrodes détachent dus à l'humidité et une température élevé

TenderTrode Plus **ouvre la voie** aux soins de patients néonatales. Notre breveté technique pour la bordure adhésive hydrocolloïde porte des économies importantes du au remplacement minime. Ces électrodes ont une porte de durée de 5 jours -Garantie

En réduisant le remplacement et enlèvement d'électrodes de surveillance standard vous êtes assurés que votre patient est en mesure de **concentrer sur sa croissance vitale ainsi que guérir**. Un réduit d'alarmes assurent le confort de vos patients et parents en réduisant le charge de travail des infirmières.