



CARACTÉRISTIQUES

VERSATRODE™ GEL HUMIDE

Pour ceux qui préfèrent un tracé rapide et la stabilisation d'un électrode à gel humide, notre gamme de VersaTrode™ est pour vous. Une variété de tailles, formes et matérielles sont disponibles.

VERSATRODE™ VERROUILLABLE

Économiser votre temps et argent avec notre électrode serrage. Il n'est plus nécessaire de fixer ou remplacer des électrodes. Nos électrodes verrouillables sécurisent vos fils afin de prévenir l'artefacte de mouvement.



USAGE UNIQUE

Emballage en quantité anti-gaspillage



MANCHON INTÉRIEURE

Paquets à usage unique sont emballés en manchons à l'intérieur de la caisse

SAC REFERMABLE

Contient 30 ou plus électrodes



CAISSE

Étiquetage maintient les normes GS1/FDA



1.800.761.669 | Vermed.com

Consommables pour surveillance de patients et chirurgie

Sans Latex Gel Humide



VersaTrode™ Électrodes

Électrodes pour Adultes: Emploi-générales

ÉLECTRODES EN FORMAT DE LARME

Gel Humide



72 Heures



Produit #	Diamètre	Matérielle	/ Bande	/ Sac	/ Boîte	/ Caisse	Gel	Durée
A10005-3-7%	38.1mm	Mousse	3	3	n/a	600	Humide	72 heures
A10005-7%NB	38.1mm	Mousse	5	5	n/a	600	Humide	72 heures
A10005-60-7%	38.1mm	Mousse	5	60	n/a	600	Humide	72 heures
A10026T-60	47.625mm	Diachylon	5	60	n/a	600	Humide	72 heures

ÉLECTRODES RECTANGULAIRES



Produit #	Diamètre	Matérielle	/ Bande	/ Sac	/ Boîte	/ Caisse	Gel	Durée
A10096-5	38.1mm x 57.15mm	Mousse	5	5	n/a	600	Humide	72 heures
A10096-30	38.1mm x 57.15mm	Mousse	5	30	n/a	750	Humide	72 heures

ÉLECTRODES OVALE



Produit #	Diamètre	Matérielle	/ Bande	/ Sac	/ Boîte	/ Caisse	Gel	Durée
A10098-10B	38.1mm x 50.8mm	Mousse	10	10	n/a	900	Humide	72 heures
A100983NB	38.1mm x 50.8mm	Mousse	3	3	n/a	600	Humide	72 heures
A10098-30	38.1mm x 50.8mm	Mousse	1	30	n/a	900	Humide	72 heures
A10098-5NB	38.1mm x 50.8mm	Mousse	5	5	n/a	550	Humide	72 heures
A10098-7NB	38.1mm x 50.8mm	Mousse	7	7	n/a	700	Humide	72 heures

ÉLECTRODES VERROUILLABLE



Produit #	Diamètre	Matérielle	/ Bande	/ Sac	/ Boîte	/ Caisse	Gel	Durée
A10097	57.15mm x 44.5mm	Mousse	1	60	n/a	600	Humide	72 heures
A10097-3	57.15mm x 44.5mm	Mousse	3	3	n/a	600	Humide	72 heures
A10097-5	57.15mm x 44.5mm	Mousse	5	5	n/a	600	Humide	72 heures
A10097-5NB	57.15mm x 44.5mm	Mousse	5	5	n/a	600	Humide	72 heures
A10097-7NB	57.15mm x 44.5mm	Mousse	7	7	n/a	700	Humide	72 heures